

Unica anterior Introkit developed with STYLEITALIANO™

Unica es la matriz simple e ideal para restauraciones anteriores como clases III, IV y V, carillas de composite con técnica estratificada directa y modificaciones de forma.

Contenido	
Unica anterior matrices	20 uds
Unica minideep anterior matrices	20 uds
myWedge XS	40 uds
myWedge S	40 uds
myWedge M	40 uds
myQuickmatrix Forceps	1 ud

Introkit

PO6900

285,80 €



vea el vídeo



Unica anterior



Unica minideep anterior



Unica anterior matrix

(0.03mm / .002")

La matriz para realizar perfil los completos y anatómicos de los dientes anteriores, en particular de los incisivos y caninos maxilares.



Elige Unica anterior para: incisivos centrales maxilares, incisivos laterales maxilares, dientes caninos.

12 uds.

PO6912

38,60 €

50 uds.

PO6950

113,15 €



vea el vídeo

Unica minideep anterior matrix

(0.03mm / .002")

Diseñada específicamente para los dientes pequeños. El acero inoxidable maleable y ultrafino hace que el perfil de la matriz sea fácilmente personalizable.



Elige Unica minideep anterior para: incisivos laterales maxilares y mandibulares, incisivos centrales mandibulares, dientes conoides, dientes laterales conicos, dientes triangulares, dientes de diámetro cervical estrecho.

12 uds.

PO6911

38,60 €

50 uds.

PO6951

113,15 €



vea el vídeo

myQuickmat Forte kit

Kit del sistema de matrices seccionales completo desarrollado para ofrecer una fuerte separación de los dientes y así crear unos puntos de contacto excelentes en la restauración de cavidades de clase II.

Contenido	
myRing Forte	2 uds
myTines M, 1 par myTines S, 1 par myTines L	2 pares
Quickmat Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm	50 uds
Quickmat Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm	50 uds
Quickmat Matrices Seccionales Molar Deep 0,04mm / 6,4mm+Ampl.	20 uds
LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm/5mm	20 uds
LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm	20 uds
LumiContrast Matrices Seccionales Molar Deep 0,04mm / 6,4mm+Ampl.	20 uds
myWedge, Extrasmall (XS)	50 uds
myWedge, Small (S)	50 uds
myWedge, Medium (M)	40 uds
myWedge, Large (L)	40 uds
myForceps	1 ud


Forte kit

PO6803

470,40 €



vea el video



myQuickmat Forte starter kit


Consiga restauraciones de cavidades de clase II anatómicamente correctas con puntos de contacto estrechos y contornos naturales

Contenido	
myRing Forte	2 uds
myTines Small (S)	2 pares
myTines Medium (M)	1 par
myTines Large (L)	1 pare
QuickmatFLEX Matrices Seccionales, Premolar 0,03mm / 5mm	10 uds
QuickmatFLEX Matrices Seccionales, Molar 0,03mm / 6,4mm	10 uds
QuickmatFLEX Matrices Seccionales, Molar Deep 0,03mm / 6,4mm + Ampl.	5 uds
LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm	10 uds
LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm	10 uds
LumiContrast Matrices Seccionales, Molar Deep 0,04mm / 6,4mm + Ampl.	5 uds
myWedge, Extrasmall (XS)	10 uds
myWedge, Small (S)	10 uds
myWedge, Medium (M)	10 uds
myWedge, Large (L)	10 uds

Forte starter kit




PO6883

222,60 €



QuickmatFLEX (0.03mm / .002")

Matrices seccionales de titanio ultrafinas (0,03 mm) que tienen una excelente memoria elástica.

Premolar	Molar	Molar Deep
5 mm	6,4 mm	6.4 mm+Ext.
0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm
		
100 uds	100 uds	50 uds
PO6785	PO6786	PO6787
68,75 €	68,75 €	46,60 €







vea el vídeo

Quickmat Sectional Matrices

(0.025mm / 0.01" – 0.04mm / 0.16")

Matrices de acero rígidas fáciles de colocar de acero inoxidable blando.





Premolar	Molar	Molar Deep	Junior Quickmat
5 mm	5 mm	6,4 mm	6,4 mm
0,025 mm	0,04 mm	0,025 mm	0,04 mm
			
100 uds	100 uds	100 uds	100 uds
PO5735	PO5705	PO5736	PO5708
60,70 €	60,70 €	60,70 €	81,10 €



LumiContrast Sectional Matrices

(0.025mm / 0.01" – 0.04mm / 0.16")

Matrices de acero de baja reflexión y alto contraste. Ideal cuando se utilizan lupas o microscopios.

Premolar	Molar	Molar Deep	Junior Quickmat
5 mm	5 mm	6,4 mm	6,4 mm
0,025 mm	0,04 mm	0,025 mm	0,04 mm
			
70 uds	70 uds	70 uds	70 uds
PO6735	PO6705	PO6736	PO6708
66,70 €	66,70 €	66,70 €	66,70 €



myQuickmat Classico kit

Sistema de matrices seccionales completo desarrollado para ofrecer una separación suave de los dientes y crear unos puntos de contacto excelentes en la restauración de cavidades de clase II.

Contenido	
myRing Classico	2 uds
Delta Tubes	6 pares
Quickmat Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm	50 uds
Quickmat Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm	50 uds
Quickmat Matrices Seccionales Molar Deep 0,04mm / 6,4mm+Ext.	20 uds
LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm/5mm	20 uds
LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm	20 uds
LumiContrast Matrices Seccionales Molar Deep 0,04mm / 6,4mm+Ext.	20 uds
cuñas de madera Pinky 11 mm (XS)	50 uds
cuñas de madera, 12 mm (S)	50 uds
cuñas de madera, 13 mm (M)	40 uds
cuñas de madera, 15 mm (L)	40 uds




Classico kit

PO6801

232,25 €



vea el vídeo



"Sin deformación de la matriz, incluso en caso de preparaciones amplias"

myQuickmatrix Forceps

La pinza myQuickmatrix asegura un agarre firme de la matriz al extraerla durante la restauración.



- Para una fácil manipulación de la matriz
- Puntas con nervaduras especiales para una sujeción firme
- Puntas resistentes de carbono de tungsteno

1 ud.

PO5703

130,90 €

myForceps

La forma de las puntas garantiza un agarre firme del anillo durante su manipulación, para colocar y extraer con seguridad todos los anillos de matrices seccionales.



- Para una fácil y segura manipulación de los anillos
- Fuerte y resistente
- Excelente calidad

1 ud.

PO5707

136,95 €

myClip 2.0

Anillo de matriz seccional todo en uno con mangos cortos que hacen función de pinza. No son necesarias herramientas de colocación especiales, se puede colocar fácilmente con la mano.


Contenido	
myClip 2.0	1 ud
myTines Small	1 par
myTines Medium	1 par
myTines Large	1 par
Matriz de prueba y set de cuñas incluido	
LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm	5 uds
LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm	5 uds
Cuñas de madera Pinky, 11mm (XS)	10 uds
Cuñas de madera, 12mm (S)	10 uds



myClip 2.0

PO6305

181,05 €



Diamond²⁴ developed with STYLE ITALIANO™

Diamond24 son extremos de silicona anatómicos diseñados para ser utilizados con el anillo para matrices seccionales "myRing Classico" de Polydentia. Diamond24 puede ser orientado en 24 combinaciones de formas diferentes y asegurar una óptima retención y adaptación de la matriz a la anatomía del diente, incluso en situaciones clínicas difíciles.

15 pares


PO6312

26,20 €

3 ejemplos de las 24 combinaciones posibles



Escanee este código QR para descubrir las 24 combinaciones



Nuevos extremos para myRing Classico



myRing Classico

my junior kit

Los anillos de matrices seccionales junior combinan estabilidad y una fuerza de separación adecuada que permite a los dentistas obtener unas superficies de contacto idóneas.

Son anillos de matrices seccionales pediátricos que representan una solución mínimamente invasiva, de uso seguro y de colores brillantes que facilitan el tratamiento de restauración en los dientes jóvenes con corona de baja altura.

Contenido	
myClip Junior	1 ud
myRing Junior	1 uds
Tubos de silicona	5 pares
myTines Junior	5 pares
LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0.04mm / 5mm.	40 uds
Junior LumiContrast Matrices Seccionales, 0.04mm / 3.75mm	40 uds
Quickmat Matrices Seccionales, Premolar 0.04mm / 5mm	50 uds
Junior Quickmat Matrices Seccionales, 0.04mm / 3.75mm	50 uds
Cuñas de madera Pinky, 11mm (XS)	50 uds
Cuñas de madera, 12mm (S)	40 uds
myWedges XS	50 uds
myWedges S	40 uds



my Junior kit

PO6330

256,00 €



vea el vídeo



myClip junior

Anillo de matriz seccional pediátrico todo en uno con pinzas integradas.

2 uds.

PO6335

154,70 €



- Anillo de matrices seccionales todo en uno. No son necesarias las pinzas, que pueden resultar intimidantes
- Anillo de larga duración hecho de níquel y titanio
- Óptima fuerza de separación para obtener unas superficies de contacto perfectas
- Colocación del anillo fácil y rápida con una sola mano

myRing junior

Anillo de matriz seccional pediátrico que se adapta a una gran variedad de situaciones clínicas.

2 uds.

PO6336

77,40 €



- Tamaño ideal para adaptarse a los dientes deciduos de la boca del niño
- Anillo de larga duración hecho de níquel y titanio
- Óptima fuerza de separación para obtener unas superficies de contacto perfectas
- Adaptación y retención excelentes de la matriz

myQuickmat All-round Intro Kit developed with STYLE ITALIANO™

Sistema de matrices circunferenciales diseñado para realizar restauraciones posteriores anatómicas de dientes con estructuras perdidas, dientes sin cúspide, aislamiento de dientes para reconstrucción de muñones, MOD.

Contenido	
API	2 uds
Matrices circunferenciales posteriores Quickmat All-round, premolares - 0,03 mm / 5,5 mm	15 uds
Matrices circunferenciales posteriores Quickmat All-round, molares - 0,03 mm / 6,3 mm	15 uds
Cuñas interdentales The Wedge - surtidos	45 uds



myQuickmat

PO6850

217,05 €



Matrices circunferenciales posteriores

Repuestos

Premolar	Molar
6,3 mm	6,4 mm
0,03 mm	0,03 mm



35 uds

PO6855

77,90 €



35 uds

PO6856

77,90 €



API

Autoclavable Placement Instrument

Instrumento de colocación esterilizable por autoclave que facilita la colocación de las matrices Quickmat All-round y las estabiliza. Ergonómico y fácil de usar.



myQuickmat

PO6851




128,00 €




Matrices Tofflemire

(0,025 mm/.001" - 0,03 mm/.0012" - 0,04 mm/.0016")

Fáciles de bruñir, acero inoxidable blando




Premolares (altura/espesor)		
5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
0,025 mm	0,03 mm	0,04 mm
		
50 uds	50 uds	50 uds
PO5921	PO6104	PO6103
20,75 €	13,50 €	13,50 €




Molares (altura/espesor)		
6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm
0,025 mm	0,03 mm	0,04 mm
		
50 uds	50 uds	50 uds
PO5920	PO6102	PO6101
20,75 €	13,50 €	13,50 €




Matrices anatómicas superfinas

(0,03 mm/.0012")

Anatómicamente preconformadas, acero inoxidable





Premolares (altura/espesor)		
4,5 - 5,5 mm	6,5 - 7,5 mm	4,5 - 7,5 mm
0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm
		
50 uds	50 uds	50 uds
PO5715	PO5714	PO5713
17,85 €	17,85 €	17,85 €

Molares (altura/espesor)		
4,5 - 6,3 mm	7,0 - 9,0 mm	7,0 - 9,5 mm
0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm
		
50 uds	50 uds	50 uds
PO5717	PO5718	PO5719
17,85 €	17,85 €	17,85 €

Matrices Siqveland

(0.025mm / 0.01" - 0.04mm / 0.16")

Matriz universal, acero inoxidable





Matriz universal (altura/espesor)	
5 mm	7 mm
0,05 mm	0,05 mm
	
12 uds	12 uds
PO5725	PO5727
8,20 €	8,20 €



Matrices Tofflemire abombadas

(0,025 mm/.001" - 0,04 mm/.0016")

Fáciles de bruñir, acero inoxidable blando


Premolares (altura/espesor)		Molares (altura/espesor)	
5,5 mm	5,5 mm	6,3 mm	6,3 mm
0,025 mm	0,04 mm	0,025 mm	0,04 mm
			
30 uds	30 uds	30 uds	30 uds
PO6109	PO6107	PO6108	PO6106
30,20 €	24,80 €	30,20 €	24,80 €











Matrices Tofflemire abombadas

(0,03 mm/.0012")

Anatómicamente preconformadas y abombadas
Fáciles de bruñir, acero inoxidable blando



Premolares (altura/espesor)			
4,5 - 5,5 mm	6,5 - 7,5 mm	4,5 - 7,5 mm	6,5 - 7,5 mm
0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm
			
30 uds	30 uds	30 uds	30 uds
PO6115	PO6114	PO6113	PO6116
33,30 €	33,30 €	33,30 €	33,30 €

Molares (altura/espesor)			
4,5-6,3 mm	7,0-9,0 mm	7,0-9,5 mm	7,0-9,5 mm
0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm
			
30 uds	30 uds	30 uds	30 uds
PO6117	PO6118	PO6119	PO6120
33,30 €	33,30 €	33,30 €	33,30 €

Banda matriz Softrix

(0,025 mm/.001")

Banda matriz en acero blando
fácil de bruñir



Contenido	
6 mm	8 mm
0,025 mm	0,025 mm
3 m	3 m
PO5906	PO5908
17,45 €	17,45 €

Banda matriz ST

(0,03 mm/.0012")

Banda matriz en acero inoxidable



Contenido		
5 mm	6 mm	7 mm
0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm
3 m	3 m	3 m
PO5235	PO5236	PO5237
16,40 €	16,40 €	16,40 €

Banda matriz blanda

(0,05 mm/.002")

Banda matriz en acero blando
fácil de bruñir



Contenido		
5 mm	6 mm	7 mm
0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm
3 m	3 m	3 m
PO5275	PO5276	PO5277
14,70 €	14,70 €	14,70 €

Banda matriz

(0,05 mm/.002")

Banda matriz en acero inoxidable



Contenido		
5 mm	6 mm	7 mm
0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm
3 m	3 m	3 m
PO5255	PO5256	PO5257
14,25 €	14,25 €	14,25 €

Stripmat

(0,05 mm/.002")

- Banda matriz transparente de poliéster
- Para la polimerización óptima del composite
- Resistente, no se deforma bajo tensión



Contenido		
6 mm	8 mm	10 mm
0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm
15 m	15 m	15 m
PO5006	PO5008	PO5010
14,00 €	14,00 €	14,00 €

Stripmat anatómica

(0,05 mm/.002")

- Banda matriz transparente de poliéster
- Anatómicamente preconformada y transparente
- Para la polimerización óptima del composite
- Para una mejor adaptación interproximal



Contenido
9 mm
0,05 mm
15 m
PO5225
17,10 €

Matrices transparentes Clearmat

(0.075mm / .0029")

Matriz de poliéster, anatómicamente preconformadas para la polimerización óptima del composite y restauraciones posteriores.



Premolares (altura/espesor)		
4,5 - 5,5 mm	6,5 - 7,5 mm	4,5 - 7,5 mm
0,075 mm	0,075 mm	0,075 mm
50 uds	50 uds	50 uds
PO5915	PO5914	PO5913
17,40 €	17,40 €	17,40 €

Molares (altura/espesor)		
4,5 - 6,3 mm	7,0 - 9,0 mm	7,0 - 9,5 mm
0,075 mm	0,075 mm	0,075 mm
50 uds	50 uds	50 uds
PO5917	PO5918	PO5919
17,40 €	17,40 €	17,40 €

Transparent Matrices

(0.075mm / .0029")

Matriz abombada de poliéster, para la polimerización óptima del composite y restauraciones posteriores

Premolar	Molar	Ampliadas
5 mm	6.4 mm	6.4mm+Ampl.
0,075 mm	0,075 mm	0,075 mm
100 uds	100 uds	50 uds
PO5765	PO5766	PO5776
60,70 €	60,70 €	41,15 €



Matrices transparentes Tofflemire

(0.075mm / .0029")

Matriz de poliéster para la polimerización óptima del composite y restauraciones posteriores.

Premolar	Molar
5,5 mm	6,3 mm
0,075 mm	0,075 mm
50 uds	50 uds
PO5936	PO5916
16,90 €	16,90 €



Matrices transparentes abombadas Tofflemire

(0.075mm / .0029")

Matriz abombada de poliéster, para la polimerización óptima del composite y restauraciones posteriores.

Premolar	Molar
5,5 mm	6,3 mm
0,075 mm	0,075 mm
50 uds	50 uds
PO6140	PO6141
44,30 €	44,30 €



myWedge



- Innovadora forma hueca en V
- Cabezal sujeto para evitar deslizamientos
- Colores llamativos para una fácil identificación

myWedge				
PO7101	Extrasmall (XS)		100 uds	41,70 €
PO7102	Small (S)		100 uds	41,70 €
PO7103	Medium (M)		100 uds	41,70 €
PO7104	Large (L)		100 uds	41,70 €
Surtido				
PO7100	(XS, S, M, L)		100 uds	47,65 €
PO7400	(XS, S, M, L)		400 uds	142,90 €

The Wedge



Combina la flexibilidad y elasticidad, proporcionando una adaptación óptima de la matriz en todo el margen cervical,

The Wedge				
PO7011	Extrasmall (XS)		100 uds	37,35 €
PO7012	Small (S)		100 uds	37,35 €
PO7013	Medium (M)		100 uds	37,35 €
PO7015	Large (L)		100 uds	37,35 €
Surtido				
PO7001	(XS, S, M, L)		100 uds	37,35 €
PO7040	(XS, S, M, L)		400 uds	133,60 €

Cuñas interdentaes de madera de arce

Aseguran la adaptación óptima de la matriz en todo el margen cervical
 Tamaño pequeño (XS) para la odontología pediátrica
 Tamaño grande (XL) para periodoncia



Cuñas de madera				
100 uds				
PO5017	XL		17mm	13,90 €
PO5015	L		15mm	13,90 €
PO5013	M		13mm	13,90 €
PO5012	S		12mm	13,90 €
200 uds				
PO5011	XS		11mm	22,25 €
1000 uds				
PO5017PLUS	XL		17mm	100,05 €
PO5015PLUS	L		15mm	100,05 €
PO5013PLUS	M		13mm	100,05 €
PO5012PLUS	S		12mm	100,05 €
PO5011PLUS	XS		11mm	100,05 €

Surtidos				
100uds	400uds	600uds	1000uds	
PO5001	PO5040	PO5060	PO5001PLUS	
15,90 €	45,60 €	65,85 €	107,40 €	



Cuñas de madera naranja 11,5mm




			100uds
PO5018MN		11,5mm	13,90 €

Surtido			
100uds			
PO5002			15,90 €

Tria-Shine

La forma triangular de estas tiras facilita notablemente su inserción en el espacio interdental, al tiempo que protege el punto de contacto y permite acabar la restauración a la altura óptima

- Tres granulometrías codificadas por color
- Revestidas con óxido de aluminio




myWedge				
PO5504	30 µm		100 uds	40,40 €
PO5505	40 µm		100 uds	40,40 €
PO5506	60 µm		100 uds	40,40 €
Surtido Combi-Pack				
PO5507	30, 40, 60 µm		100 uds	115,15 €




Abrasive Polishing Strip

Fabricada de poliéster flexible y presenta un firme revestimiento de partículas de óxido de aluminio. La tira tiene 4 mm de ancho.

- Disponible en tres granulometrías diferentes
- Longitud de la tira adaptable al tratamiento

Polishing Strip				
PO5511	30 µm		10m	23,35 €
PO5501	40 µm		10m	23,35 €
PO5502	60 µm		10m	23,35 €



Fiber-Splint

(ancho 4 mm - longitud 200mm)

Cintas de fibra de vidrio, extremadamente finas, de una sola capa. Para un resultado óptimo, la aplicación se debe repetir hasta colocar al menos cinco tiras.

Contenido

Fiber-Splint + 5 pinzas de aplicación Clip&Splint

PO5970


115,10 €



Vista-Tec

La pantalla facial ultraligera de diseño incluye una resistente pantalla de policarbonato sustituible que posee unas excelentes propiedades ópticas para una visión relajada, reduciendo el cansancio innecesario de la vista durante las largas horas de trabajo.

- Ultraligero
- Cómodo de llevar y ajuste ajustable
- Calidad óptica de primera clase
- Pantallas desinfectables y reemplazables
- EPI de categoría II certificado CE EN166:2001



Vista-Tec		
PO5621N	1 marco, 5 pantallas 1 cinta de la cabeza	38,00 €
Vista-Tec visiere		
PO5626N	5 pantallas de policarbonato	24,00 €



para más
información