

my junior kit

el primer sistema de
matrices seccionales
para odontopediatría
adaptado a los niños

sectional
matrix
systems



polydentia
swiss manufacture 



SWISS
MADE



el primer
sistema de matrices
seccionales para
odontopediatría
adaptado a los niños

myjunior
kit

myJunior kit es el primer sistema de matrices seccionales para odontopediatría y ha sido desarrollado especialmente para adaptarse a los dientes deciduos más pequeños y a los dientes permanentes jóvenes. Permite a los dentistas conseguir restauraciones predecibles y unas superficies de contacto idóneas. El kit ofrece soluciones aptas para los niños que ayudan a ahorrar tiempo de consulta y a reducir el malestar de los niños para que puedan volver rápidamente a sus actividades preferidas.

 **polydentia**
swiss manufacture



myTines Junior
Extremidades de plástico esterilizables en autoclave y reemplazables que encajan sobre la cuña y ofrecen una excelente adaptación matricial



Cuñas de madera



Tubos de silicona
Extremidades blandas que ofrecen un agarre y adaptación adicionales



myWedge
Cuña en forma de V hecha de plástico de última tecnología. Se comprime y se adapta a la perfección a la anatomía interproximal de los extremos



Junior LumiContrast
Matrices en acero de color azul oscuro que aumentan significativamente el contraste y reducen el efecto de deslumbramiento, especialmente durante el uso de lupas o microscopios

Junior Quickmat matrices seccionales

use only
with
rubber
dam

kit

myJunior Kit - REF P06330

- 1 usd. myClip Junior
- 1 usd. myRing Junior
- 5 pares Tubos de silicona
- 5 pares myTines Junior
- 40 usd. LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0.04mm / 5mm
- 40 usd. Junior LumiContrast Matrices Seccionales, 0.04mm / 3.75mm
- 50 usd. Quickmat Matrices Seccionales, Premolar 0.04mm / 5mm
- 50 usd. Junior Quickmat Matrices Seccionales, 0.04mm / 3.75mm
- 50 usd. Cuñas de madera Pinky, 11mm (XS)
- 50 usd. Cuñas de madera, 12mm (S)
- 50 usd. myWedges XS
- 50 usd. myWedges S

recarga



REF P06335
myClip Junior,
2 usd.



REF P06336
myRing Junior,
2 usd.



REF P06333
myTines Junior,
15 pares



REF P05711
Tubos de silicona,
15 pares



REF P06708
Junior LumiContrast matrices seccionales, 0.04mm / 3.75mm
70 usd.



REF P06705
LumiContrast matrices seccionales, Premolar 0.04mm / 5mm
70 usd.



REF P05708
Junior Quickmat matrices seccionales, 0.04mm / 3.75mm
100 usd.



REF P05705
Quickmat matrices seccionales, Premolar 0.04mm / 5mm,
100 usd.



REF P05011
Cuñas de madera Pinky,
11 mm (XS), 200 usd.



REF P05012
Cuñas de madera,
12 mm (S), 100 usd.



REF P07101
myWedge,
Extrasmall (XS), 100 usd.



REF P07102
myWedge,
Small (S), 100 usd.

myClip Junior y myRing Junior son anillos de matrices seccionales pediátricos que representan una solución mínimamente invasiva, de uso seguro y de colores brillantes que facilitan el tratamiento de restauración en los dientes jóvenes con corona de baja altura. Los anillos de matrices seccionales junior combinan estabilidad y una fuerza de separación adecuada que permite a los dentistas obtener unas superficies de contacto idóneas. Además, el agarre adicional que consiguen las extremidades flexibles myTines Junior y los tubos de silicona redondos garantiza una mejor adaptación de las matrices seccionales que ayuda a evitar las molestias de los brillos del composite y los salientes y ahorra un valioso tiempo de consulta.

myClip junior

Anillo pediátrico de matriz seccional todo en uno con pinzas integradas



VENTAJAS

- Anillo de matriz seccional todo en uno. No son necesarias las pinzas, que pueden resultar intimidantes
- Anillo de larga duración hecho de níquel y titanio
- Óptima fuerza de separación para obtener unas superficies de contacto perfectas
- Colocación del anillo fácil y rápida con una sola mano
- Extremos de plástico esterilizables en autoclave y reemplazables myTines Junior



"En mi opinión, myClip Junior es una solución óptima para los tratamientos pediátricos, ya que me ha permitido conseguir una restauración ideal con menos efectos y con un ahorro considerable de tiempo en el sillón".


Dra. Marina Papachroni
Grecia



para más información


myRing junior

Anillo pediátrico de matriz seccional que se adapta a una gran variedad de situaciones clínicas



VENTAJAS

- Tamaño ideal para adaptarse a los dientes deciduos de la boca del niño
- Anillo de larga duración hecho de níquel y titanio
- Óptima fuerza de separación para obtener unas superficies de contacto perfectas
- Adaptación y retención excelentes de la matriz
- Extremos de plástico myTines Junior esterilizables en autoclave y reemplazables



"Los tratamientos de restauración infantil ya no serán un problema gracias a myRing Junior y a las soluciones pediátricas de Polydentia. Las restauraciones pediátricas son fáciles y eficaces gracias a las pequeñas dimensiones del anillo de la matriz seccional y de las matrices junior. El sistema garantiza un ajuste perfecto en los dientes de leche y evita los largos destellos de composite. Las restauraciones son más agradables, ya que mis pequeños pacientes no tienen que soportar tiempos de restauración prolongados".

Dra. Martina Sabová
Eslovaquia



para más información



let's
keep
connected



MARKT-0062-FILES/REV 00 10.2023



Katia Dental, S.L
C/ Caballero, 1, Bajos 08014 - Barcelona
Teléfono y Whatsapp 934 090 600 - katiadental.com

