

myQuickmat All-round

developed with **STYLE ITALIANO™**

¡nuevo!

embrace
simplicity

Ventajas

matrices contorneadas
para restauraciones
anatómicas

posicionamiento cómodo
de las matrices

fijación estable de las
matrices

matrices fáciles de tensar

campo operatorio
accesible y sin obstáculos

ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA RESTAURACIONES EN EL CASO DE:

- Dientes adyacentes perdidos
- Dientes sin cúspide
- Aislamiento de dientes para
reconstrucción de muñones
- MOD

circumferential
matrix systems

 polydentia
swiss manufacture 

polydentia.ch



 Katia
Dental

katiadental.com





¡nuevo!

myQuickmat All-round

developed with **STYLE ITALIANO™**



embrace
simplicity

Testimonial



«La odontología conservadora moderna necesita soluciones restauradoras que simplifiquen nuestros procedimientos y a la vez los hagan más precisos y eficaces. myQuickmat All-round es un buen ejemplo de ello. Permite realizar restauraciones posteriores cómodamente y sin complicaciones y lograr resultados anatómicos con contornos naturales y puntos de contacto correctos.»


Dr. Jordi Manauta,
Italia



Imágenes por cortesía del Dr. Jordi Manauta




para más información



The Wedge



Cuñas interdentales que combinan la flexibilidad y elasticidad, proporcionando una adaptación óptima de la matriz en todo el margen cervical, incluso en las zonas cóncavas.



API (Autoclavable Placement Instrument for Quickmat All-round)

El API es un instrumento de colocación esterilizable por autoclave que facilita la colocación de las matrices Quickmat All-round y las estabiliza. Ergonómico y fácil de usar, el API es una herramienta increíblemente versátil.



myQuickmat All-round es el sistema de matrices circunferenciales diseñado para realizar restauraciones posteriores anatómicas de dientes con estructuras perdidas. Con la facilidad de uso de las matrices Quickmat All-round, es posible realizar restauraciones con anatomías de contorno natural y superficies de contacto estrecho. Gracias al API (Autoclavable Placement Instrument), la colocación de las matrices Quickmat All-round es sencilla y estable. El API proporciona apoyo e impide que la bobina tensora se incline durante la fijación de la matriz. Con el sistema de matrices circunferenciales myQuickmat All-round, podrá tratar cómodamente casos difíciles de la región posterior trabajando en un campo operatorio despejado y accesible.

kit



myQuickmat All-round introkit - REF P06850

- 2 uds. API (Autoclavable Placement Instrument for Quickmat All-round)
- 15 uds. Matrices circunferenciales posteriores Quickmat All-round, premolares - 0,03 mm / 5,5 mm
- 15 uds. Matrices circunferenciales posteriores Quickmat All-round, molares - 0,03 mm / 6,3 mm
- 45 uds. Cuñas interdentales The Wedge - surtidos

repuestos



REF P06851
API,
Autoclavable
Placement
Instrument for
Quickmat All-round
2 uds.



REF P06855
Matrices
circunferenciales
posteriores Quickmat
All-round, premolares
0,03mm/5,5mm
35 uds.



REF P06856
Matrices
circunferenciales
posteriores Quickmat
All-round, molares
0,03mm/6,3mm
35 uds.



REF P07011
The Wedge
Extrasmall (XS)
100 uds.



REF P07012
The Wedge
Small (S)
100 uds.



REF P07013
The Wedge
Medium (M)
100 uds.



REF P07015
The Wedge
Large (L)
100 uds.