

myQuickmat Forte starter kit

¡Nuevas!

Matrices
seccionales
de **titanio**
QuickmatFLEX
incluidas

Ventajas

Elementos esenciales de restauración para la recreación de puntos de contacto estrechos, anatómicamente correctos y contornos naturales

Soluciones restauradoras seleccionadas para una mejor retención y adaptación de la matriz

Gran selección de matrices seccionales para optimizar sus restauraciones de Clase II

Un sistema para restaurar dientes con diferentes alturas de corona, cúspides ausentes y preparaciones de cavidades amplias

sectional
matrix
systems



myQuickmat Forte starter kit

refuerce sus restauraciones

Testimonial




El myQuickmat Forte kit proporciona un fuerte anillo de separación para separar los extremos con eficacia. Los extremos de myRing Forte rodean cuidadosamente la matriz y, en combinación con myWedge, garantizan una perfecta adaptación de la matriz y una restauración con fuertes puntos de contacto. La incorporación de las matrices seccionales QuickmatFLEX, ultrafinas y resistentes, aumenta aún más la versatilidad de este sistema.

Dr. Giuseppe Chiodera,
Italia




Imágenes clínicas por cortesía del Dr. Osama Shaalan



¡nuevas! QuickmatFLEX

Matrices seccionales de titanio con memoria elástica avanzada. Ultrafinas para facilitar la inserción en espacios proximales estrechos y resiliente para una óptima resistencia a la deformación.



altamente resistente a la deformación

matrices seccionales de titanio ultrafinas 0,03mm

myWedge

Cuña en forma de V hecha de plástico de última tecnología. Se comprime y se adapta a la perfección a la anatomía interproximal de los extremos



LumiContrast

Matrices en acero de color azul oscuro que aumentan significativamente el contraste y reducen el efecto de deslumbramiento, especialmente durante el uso de lupas o microscopios



myTines

Extremos reemplazables, intercambiables y autoclavables. myTines hacen que myRing Forte se adapte a dientes con diferentes alturas de corona, así como a dientes con grandes preparaciones o con ausencia de cúspides.



Consiga restauraciones de cavidades de clase II anatómicamente correctas con puntos de contacto estrechos y contornos naturales utilizando las soluciones de restauración de myQuickmat Forte starter kit. El sistema permite restaurar dientes con diferentes alturas de corona, así como dientes con grandes preparaciones de caries o cúspides ausentes, gracias al sistema de puntas reemplazables myTines. Todos los componentes del kit han sido seleccionados para optimizar el procedimiento de restauración, permitiendo resultados rápidos y predecibles con mínimos pasos de acabado.

myQuickmat Forte starter kit - REF P06883

- 2 uds. myRing Forte, 2 pares myTines Small (S)
- 1 pare myTines Medium (M)
- 1 pare myTines Large (L)
- 10 uds. QuickmatFLEX Matrices Seccionales, Premolar 0,03mm / 5mm,
- 10 uds. kmatFLEX Matrices Seccionales, Molar 0,03mm / 6,4mm
- 5 uds. kmatFLEX Matrices Seccionales, Molar Deep 0,03mm / 6,4mm + Ampl.
- 10 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm
- 10 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm
- 5 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Molar Deep 0,04mm / 6,4mm + Ampl.
- 10 uds. myWedge, Extrasmall (XS)
- 10 uds. myWedge, Small (S)
- 10 uds. myWedge, Medium (M)
- 10 uds. myWedge, Large (L)

