

No empaquetados
RÁPIDO / 134°C

9 min

Empaquetados
Clase B / 134°C


18 min

Empaquetados
Clase B / 121°C

30 min

Empaquetados / PRION
Clase B / 134°C

43 min




Autoclave Enbio PRO Características Técnicas

Capacidad




x16

Bandeja inferior



Bandeja superior
(para los instrumentos
pequeños)
20×18×2 cm



Espacio utilizable
29×19×8 cm

Nr. max. de bolsas (circa)
Peso max. del lote
Volumen de la cámara

16
1,0 kg
5,3 l




Alimentación eléctrica

Enbio PRO funciona con cualquier toma de corriente.



Archivo de datos

Todos los informes se guardan automáticamente en el USB.



Suministro de agua

Enbio utiliza agua desmineralizada de una fuente externa. Con Enbio Magic Filter, el agua se puede reciclar.



Informes de esterilización

Enbio Data Viewer (en el USB) permite generar e imprimir informes detallados de los procesos de esterilización.

Dimensiones

56 cm



27 cm



20 cm

Presión & temperatura

Presión de operación **2,1 Bar**
Presión max. **2,3 Bar**
Temp. max. del proceso **137°C**

Eléctrico

Suministro de energía **230V/50Hz**
Potencia **2,45 kW**
Consumo max. de energía **13 A**

Otras

Grado de protección **IP20**
Archivo de datos **USB**
Conductividad del agua* **< 15 µS/cm**

*- únicamente agua desmineralizada o destilada



Enbio Group AG
Eichengasse 3, 4702 Oensingen
Switzerland

enbio.com