

unica proximal

in cooperation with
STYLE ITALIANO™

¡Nueva!


céntrese en lo proximal
céntrese en la forma

Unica Proximal ofrece un control mejorado sobre las restauraciones anteriores. Esta nueva matriz anterior elimina la necesidad de cortar o modificar las matrices seccionales posteriores existentes proporcionando una forma que se adapta, encaja y asegura fácilmente en la región anterior y elimina la extensión innecesaria de la matriz tradicional posterior.

unica proximal



unica proximal deep



ver el vídeo

Por cortesía del Dr. Osama Shaalan



para más información

Unica Proximal son matrices especialmente indicadas para restauraciones anteriores que afectan a las paredes proximales (Clase III y IV, incisivos laterales en clavija, cierre de diastemas, aplicación de carillas parciales y totales).

-  **Unica Proximal matrices anteriores – REF P06913**
standard 0.03mm, 100 uds.
-  **Unica Proximal matrices anteriores – REF P06914**
standard 0.03mm, 50 uds.
-  **Unica Proximal deep matrices anteriores – REF P06952**
deep 0.03mm, 100 uds.
-  **Unica Proximal deep matrices anteriores – REF P06953**
deep 0.03mm, 50 uds.





SWISS
MADE

myQuickmat Forte starter kit

matrices
seccionales de titanio
QuickmatFLEX
incluidas


myQuickmat Forte starter kit

Refuerce sus
restauraciones



VENTAJAS

- Elementos esenciales de restauración para la recreación de puntos de contacto estrechos, anatómicamente correctos y contornos naturales
- Soluciones restauradoras seleccionadas para una mejor retención y adaptación de la matriz
- Gran selección de matrices seccionales para optimizar sus restauraciones de Clase II
- Un sistema para restaurar dientes con diferentes alturas de corona, cúspides ausentes y preparaciones de cavidades amplias



Ver el
vídeo

REF PO6883

- 2 uds. myRing Forte,
- 2 pares myTines Small (S)
- 1 pare myTines Medium (M)
- 1 pare myTines Large (L)
- 10 uds. QuickmatFLEX Matrices Seccionales, Premolar 0,03mm / 5mm
- 10 uds. QuickmatFLEX Matrices Seccionales, Molar 0,03mm / 6,4mm
- 5 uds. QuickmatFLEX Matrices Seccionales, Molar Deep 0,03mm / 6,4mm + 2mm
- 10 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm
- 10 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm
- 5 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Molar Deep 0,04mm / 6,4mm + 2mm
- 10 uds. myWedge, Extrasmall (XS)
- 10 uds. myWedge, Small (S)
- 10 uds. myWedge, Medium (M)
- 10 uds. myWedge, Large (L)



SWISS
MADE


Quickmat matrices seccionales

fácil de
bruñir



Quickmat matrices seccionales

acero
inoxidable
blando



VENTAJAS

- Matrices rígidas fáciles de colocar
- Fácil de bruñir, acero inoxidable blando
- 2 tamaños de espesor: (0.025 mm, 0.04 mm)
- Varios tamaños de matrices



Sistema de matrices parciales enriquecido – Para restauraciones de clase II perfectas.

Matrices parciales abombadas ultrafinas (0,025 mm): en el caso de espacios interdentes reducidos, gracias a esta versión ultrafina se pueden obtener puntos de contacto muy ajustados y con la forma perfecta.

Repuestos

	Altura	Espesor	REF
100 uds. Premolar	5 mm	0.025 mm	PO5735
100 uds. Molar	6.4 mm	0.025 mm	PO5736
100 uds. Premolar	5 mm	0.04 mm	PO5705
100 uds. Molar	6.4mm	0.04 mm	PO5706
50 uds. Molar Deep	6.4mm+2mm	0.025 mm	PO5756
50 uds. Molar Deep	6.4mm+2mm	0.04 mm	PO5746

Junior Quickmat

100 uds.	3.75 mm	0.04 mm	PO5708
----------	---------	---------	--------



SWISS
MADE

Quickmat FLEX

in cooperation with
STYLE ITALIANO™

matrices seccionales de titanio

excelente
memoria
elástica y
resiliencia



SWISS
MADE

¡Nuevas!


Quickmat FLIT

matrices cortoneadas en 3D

curvatura natural
mejorada, permiten
una mejor adaptación
y precisión en las
restauraciones dentales

QuickmatFLEX matrices seccionales

Matrices seccionales
de titanio ultrafinas
0,03mm



VENTAJAS

- Ultrafina de 0,03mm. Facilita la inserción en espacios interproximales estrechos, permitiendo restauraciones anatómicamente correctas y puntos de contacto cerrados
- Mayor elasticidad. Fácil de manejar y adaptar excelente memoria elástica y resiliencia. Las matrices resisten la deformación gracias a su resorte elástico
- Solución que ahorra tiempo. Las anatomías restauradas requieren menos pasos de acabado
- Ideal para restauraciones posteriores y anteriores

QuickmatFIT matrices contorneadas

Finas, rígidas, pero
bruñibles



VENTAJAS


- Fáciles de manipular: las lengüetas de colocación (oclusal/bucal/lingual) facilitan y agilizan la inserción y extracción de la matriz
- Solución que ahorra tiempo en las restauraciones anatómicamente precisas que reducen el tiempo invertido en el modelado y el acabado.
- Tres formas de matrices (premolar, molar y molar profunda)

Disfrute de la
memoria elástica

comparación de la
memoria elástica entre
las matrices seccionales
QuickmatFLEX y
las matrices seccionales
de acero inoxidable



QuickmatFlex matrices seccionales



Matrices seccionales de acero inoxidable



Ver el
video

Comparación - Adaptación de la matriz en el modelo de dientes



LumiContrast - matriz
seccional indicadas
en caso de espacios
interproximales y
cavidades estándar



QuickmatFIT - matriz
seccional anatómica
indicadas en caso de amplios
espacios interproximales y
grandes cavidades

Repuestos

	Matrices seccionales QuickmatFLEX - Premolar 0,03mm / 5mm, 100 uds.	REF PO6785
	Matrices seccionales QuickmatFLEX - Molar 0,03mm / 6,4mm, 100 uds.	REF PO6786
	Matrices seccionales QuickmatFLEX - Molar Deep 0,03mm / 6,4mm + Ampl., 50 uds.	REF PO6787

Repuestos

REF		
	50 pcs. QuickmatFIT matrices Premolar 0.04mm	PO5805
	50 pcs. QuickmatFIT matrices Molar 0.04mm	PO5806
	25 pcs. QuickmatFIT matrices Molar deep 0.04mm	PO5846
	100 pcs. QuickmatFIT matrices Premolar 0.04mm	PO5835
	100 pcs. QuickmatFIT matrices Molar 0.04mm	PO5836
	50 pcs. QuickmatFIT matrices Molar deep 0.04mm	PO5856

highlights

unica anterior

in cooperation with **STYLEITALIANO™**

polydentia
swiss manufacture

la solución para restauraciones anteriores

Unica anterior

La matriz para realizar perfiles completos y anatómicos de los dientes anteriores, en particular de los incisivos y caninos maxilares. ¡Un clásico de Polydentia!



VENTAJAS

- Acero inoxidable ultrafino (0,03mm) para superficies de contacto estrechas
- Aletas para facilitar la colocación
- Contorno anatómico para restauraciones correctas con anatomías naturales

Unica minideep anterior

Diseñada específicamente para los dientes pequeños. El acero inoxidable maleable y ultrafino hace que el perfil de la matriz sea fácilmente personalizable.



VENTAJAS

- Todas las ventajas de Unica anterior, y además:
- Ajuste cervical mejorado en los incisivos mandibulares y laterales
- Material maleable para una mayor adaptabilidad

Unica introkit anterior

REF PO6900

- 20 uds. matrices Unica anterior
- 20 uds. matrices Unica minideep anterior
- 40 uds. myWedge XS
- 40 uds. myWedge S
- 40 uds. myWedge M
- 1 ud. myQuickmatrix Forceps



Repuestos

		REF
	12 uds. matrices Unica anterior	PO6912
	50 uds. matrices Unica anterior	PO6950
	12 uds. matrices Unica minideep anterior	PO6911
	50 uds. matrices Unica minideep anterior	PO6951



Ver el vídeo

¡Nuevas!



Unica Proximal

céntrese en lo proximal
céntrese en la forma

Paquetes

	REF
 100 pcs. Unica Proximal matrices anteriores 0.03mm	PO6913
 50 pcs. Unica Proximal matrices anteriores 0.03mm	PO6914
 100 pcs. Unica Proximal deep matrices anteriores 0.03mm	PO6952
 50 pcs. Unica Proximal deep matrices anteriores 0.03mm	PO6953



myClip 2.0

REF PO6305

- 1 ud. myClip 2.0,
- 1 par myTines Small
- 1 par myTines Medium
- 1 par myTines Large

Matriz de prueba y set de cuñas incluido


- 5 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm,
- 5 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm,
- 10 uds. Cuñas de madera Pinky, 11mm (XS),
- 10 uds. Cuñas de madera, 12mm (S)



myQuickmat Classico kit

REF PO6801

- 2 uds. myRing Classico,
- 6 pares de Delta Tubes,
- 50 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm,
- 50 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm,
- 20 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Ampliadas 0,04mm / 6,4mm+Ampl.,
- 20 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm,
- 20 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm,
- 20 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Ampliadas 0,04mm / 6,4mm+Ampl.,
- 50 uds. Cuñas de madera Pinky, 11mm (XS),
- 50 uds. Cuñas de madera, 12mm (S),
- 40 uds. Cuñas de madera, 13mm (M),
- 40 uds. Cuñas de madera, 15mm (L)



REF PO6804
myRing Classico, 2 uds.,
Delta Tubes, 2 pares

myQuickmat All-round

REF PO6850

- 2 uds. API (Autoclavable Placement Instrument for Quickmat All-round)
- 15 uds. Matrices circunferenciales posteriores Quickmat All-round, premolares - 0,03 mm / 5,5 mm
- 15 uds. Matrices circunferenciales posteriores Quickmat All-round, molares - 0,03 mm / 6,3 mm
- 45 uds. Cuñas interdenciales The Wedge - surtidos



REF PO6856
Matrices circunferenciales posteriores
Quickmat All-round, molares
0,03mm/6,3mm
35 uds.



REF PO6855

Matrices circunferenciales posteriores
Quickmat All-round, premolares
0,03mm/5,5mm
35 uds.



REF PO6851
API, Autoclavable Placement
Instrument for Quickmat All-round
2 uds.

Stripmat (0.05 mm / .002")



- Banda matriz transparente de poliéster
- Para la polimerización óptima del composite

Contenido	Altura	Espesor	REF
15 m	6 mm	0.05 mm	PO5006
15 m	8 mm	0.05 mm	PO5008
15 m	10 mm	0.05 mm	PO5010

Banda matriz ST (0.03 mm / .0012")



- Banda matriz en acero inoxidable

Contenido	Altura	Espesor	REF
3 m	5 mm	0.03 mm	PO5235
3 m	6 mm	0.03 mm	PO5236
3 m	7 mm	0.03 mm	PO5237

Tria-Shine



- Para la protección del punto de contacto

Contenido		µm	REF
Granulado fino, 100 uds.		30 µm	PO5504
Granulado medio, 100 uds.		40 µm	PO5505
Granulado grueso, 100 uds.		60 µm	PO5506

Abrasive Polishing Strip



- Longitud de la tira adaptable al tratamiento

Contenido		µm	REF
Granulado fino, 10 m		30 µm	PO5511
Granulado medio, 10 m		40 µm	PO5501
Granulado grueso, 10 m		60 µm	PO5502

myjunior kit




SWISS
MADE

el primer sistema de matrices seccionales para odontopediatría adaptado a los niños

myClip junior

myRing junior



Anillo de matriz pediátrico con pinzas integradas

VENTAJAS

- Anillo de matriz seccional todo en uno. No son necesarias las pinzas, que pueden resultar intimidantes
- Anillo de larga duración hecho de níquel y titanio
- Óptima fuerza de separación para obtener unas superficies de contacto perfectas
- Colocación del anillo fácil y rápida con una sola mano
- Extremos de plástico aptos para autoclave y reemplazables myTines Junior

myJunior kit

REF PO6330



- 1 uds. myClip Junior
- 1 uds. myRing Junior
- 5 pares Tubos de silicona
- 5 pares myTines Junior
- 40 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0.04mm / 5mm
- 40 uds. Junior LumiContrast Matrices Seccionales, 0.04mm / 3.75mm
- 50 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Premolar 0.04mm / 5mm
- 50 uds. Junior Quickmat Matrices Seccionales, 0.04mm / 3.75mm
- 50 uds. Cuñas de madera Pinky, 11mm (XS)
- 40 uds. Cuñas de madera, 12mm (S)
- 50 uds. myWedges XS
- 40 uds. myWedges S



ver
el video

myWedge



- Innovadora forma hueca en V
- Cabezal sujeto para evitar deslizamientos
- Colores llamativos para una fácil identificación

Contenido	Tipo	REF
100 uds. myWedge	Extrasmall (XS)	PO7101
100 uds. myWedge	Small (S)	PO7102
100 uds. myWedge	Medium (M)	PO7103
100 uds. myWedge	Large (L)	PO7104
100 uds. myWedge, surtido	(XS, S, M, L)	PO7100
400 uds. myWedge, surtido	(XS, S, M, L)	PO7400

Cuñas interdentales de madera de arce



- Forma anatómica
- Tamaño pequeño (XS) para la odontología pediátrica
- Tamaño grande (XL) para periodoncia

Contenido	Tipo	REF
100 uds. cuñas de madera	11.5 mm	PO5018MN
200 uds. cuñas de madera	11 mm	PO5011
1000 uds. cuñas de madera	11 mm	PO5011PLUS
100 uds. cuñas de madera	12 mm	PO5012
1000 uds. cuñas de madera	12 mm	PO5012PLUS
100 uds. cuñas de madera	13 mm	PO5013
1000 uds. cuñas de madera	13 mm	PO5013PLUS
100 uds. cuñas de madera	15 mm	PO5015
1000 uds. cuñas de madera	15 mm	PO5015PLUS
100 uds. cuñas de madera, surtidas	(11.5, 12, 13, 15 mm)	PO5002

The Wedge, superficie transparente



Contenido	Tipo	REF
100 uds. The Wedge	Extrasmall (XS)	PO7011
100 uds. The Wedge	Small (S)	PO7012
100 uds. The Wedge	Medium (M)	PO7013
100 uds. The Wedge	Large (L)	PO7015
100 uds. The Wedge, surtido	(XS, S, M, L)	PO7001
400 uds. The Wedge, surtido	(XS, S, M, L)	PO7040



Polydentia SA
via Cantonale 47
6805 Mezzovico-Vira
Switzerland



Katia Dental, S.A
C/ Caballero, 1, Bajos 08014 - Barcelona
Teléfono y Whatsapp 934 090 600
www.katidental.com