

nuevo! myQuickmat Prime



**Katia
Dental**



polydentia
swiss manufacture

myTines Prime

extremidades
en forma de cuña
reutilizables y
autoclavables
para
myRing Prime




anillo doblado
para no interferir
con los dientes
adyacentes

las puntas
conforman
eficazmente
la matriz en
las paredes
proximales


Quickmat Prime

- anatomía curva natural
- punto de contacto cercano al ecuador



Matriz seccional tradicional

- anatomía del diente "recto"
- punto de contacto elevado



flamingo shaped

sistema de
matrices seccionales
con cuñas integradas



CUÑAS INTEGRADAS BILATERALES

- autocentrado: guía natural de inserción
- separar eficazmente los dientes adyacentes
- forman la matriz en las paredes cervicales
- evita que el anillo se salga



Ver el vídeo

myRing Prime

anillo de matriz
seccional de
acero inoxidable

- anillo doblado para no interferir con los dientes adyacentes



Quickmat Prime

matrices seccionales
anatómicas de
cervical a oclusal

- posición precisa del punto de contacto cerca del ecuador
- un único tamaño para premolares y molares
- lengüeta superior central para facilitar la colocación
- rígida pero fácil de pulir

myQuickmat Prime es un sistema de matrices seccionales diseñado para simplificar el procedimiento de restauración de Clase II y reducir el tiempo de la intervención. Al eliminar la cuña del procedimiento restaurador, el sistema resulta más sencillo, rápido e inteligente que los tradicionales sistemas de matrices seccionales.

myQuickmat
Prime kit
REF 6890

2 uds. myRing Prime
10 pares myTines Prime
100 uds. Quickmat Prime matrices



recambio



myRing Prime - REF 6891

2 uds. myRing Prime, 4 pares myTines Prime



myTines Prime - REF 6892

6 pares myTines Prime



Quickmat Prime - REF 6893

100 uds. Matrices seccionales anatómicas



**Katia
Dental**

Contacta con nosotros para realizar los pedidos

934 090 600 · info@katiadental.com · www.katiadental.com