



Katia
Dental

OFERTAS

Válidas desde el 01/10 hasta el 15/12 de 2025



32,00€/u
49,00€/u

Ormaplus NEO GUM

Silicona de alta precisión (laboratorio)

Silicona de alta precisión para la creación de encías gengivales
Escaneable con lectura láser y óptica - Técnica indirecta y directa

Ref. M3200-N2	Hard	70 Shore-A	2 x 50 ml + 12 mixing tips
Ref. M3220-N2	Soft	40 Shore-A	2 x 50 ml + 12 mixing tips

37,00€/u
49,50€/u



Ormaplus NEO PUTTY

Silicona de adición (clínica)

Alta viscosidad - técnica de dos fases o monofase con ORMAPLUS NEO LV

Ref. M3035-N	Fast setting	300 ml + 300 ml
Ref. M3045-N	Regular setting	300 ml + 300 ml

34,00€/u
43,15€/u



Ormaplus NEO LV

Silicona de adición fluida (clínica)

Baja viscosidad - Dureza final: 42 Shore-A - Técnica de dos fases o fase única cuando se combina con la ORMAPLUS NEO PUTTY

Ref. M3000-N2	Fast setting	2 x 50 ml + 12 tips mixing
Ref. M3010-N2	Regular setting	2 x 50 ml + 12 tips mixing

Ormalab 95

Ormalab 85

57,50€/u
72,00€/u

Silicona de condensación

5 kg.+ 2 catalizadores de 60 ml.

Ref. M9520	Dureza Shore-A: 95
Ref. M8520	Dureza Shore-A: 85



Ormaplus Lab 90

Silicona de adición

5 kg. + 5 kg. con catalizador

Ref. M4010	Dureza Shore-A: 90
------------	--------------------

125,00€/u
159,00€/u



43,00€/u

HUGE



Light Curing Tray Rosa

Plancha fotopolimerizable para la fabricación de cubetas individuales

Ref. H1205R	2,3 mm - 50 uds
-------------	-----------------



100
+70
de REGALO



CON LA OFERTA LA TABLILLA SALE A

4,66€/u
PVP 7,92€/u



Dientes Major Super Lux

Color A1-D4 / 1A-6D Dientes de 3 capas

100
+10
de REGALO



Dientes Major Plus Multicapa

Color A1-D4 Multicapas de resina



CON LA OFERTA LA TABLILLA SALE A

7,90€/u
PVP 8,70€/u

PULIDORES CLÍNICA

Confección de 12 uds.

19,85€/u
23,38€/u

EXA SPECIAL



0733RA 0732RA 0735RA

EXA COMPOSITE



0832RA 0834RA 0835RA

ALPHAFLEX



0133RA 0132RA 0135RA



0033RA 0032RA 0035RA

Hyrax - Tornillo Palatino

Ref. LA0620-08	1 pieza
Ref. LA0620-09	1 pieza
Ref. LA0620-11	1 pieza
Ref. LA0620-13	1 pieza
Ref. LA0620-15	1 pieza



120
+48
de REGALO

8,90€/u
9,40€/u

Alginatos

Algimax® Tipo cromático

Ref. MA2024 Bolsa 453g

Algimajor® Tipo rápido

Ref. MA1024 Bolsa 453g

Alginkid® Ortodóntico

Ref. MA3024 Bolsa 453g



PULIDORES LABORATORIO

Confección de 100 uds.



EXA TECHNIQUE




0666HP 0664HP

230,00€/u
271,21€/u

FRESAS LABORATORIO

Aleaciones no preciosas y esqueléticos

CARBURO TUNGSTENO HP




E5410-060 E5610-045 E7210-060 E5510-060

16,40€/u
20,46€/u

25,23€/u

15
+2
de REGALO





Alambre Leowire

BOBINA 500gr

Ø mm									
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

53,97€/u
66,96€/u



BOBINA ESTÁNDAR

Ø mm									
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

17,06€/u
21,32€/u

Planchas Termoformables Rígidos PET G

Discos termoformables rígidos / LABORATORIO
Planchas cuadradas rígidas / CLÍNICA

Redonda: Ø 125 mm y Ø 120 mm Cuadrada: 125 x 125 mm

10+2 de REGALO

DESDE
25,62€/u



Espesor	0,5 mm Alineador	0,7 mm Alineador	0,8 mm Alineador	1 mm Alineador/ Retenedor	1,5 mm Apretador	2 mm Férula de descarga / Bruxismo	0,8 mm Alineador	1 mm Alineador
Uds	25 uds.	25 uds.	25 uds.	25 uds.	15 uds.	10 uds.	1.000 uds.	1.000 uds.
Precio	25,62€	27,85€	27,85€	30,08€	25,62€	25,62€	750,80€	750,80€

Bloque de zirconio MM-4D


Max Multicapa

El bloque MM-4D (Max Multilayer) es ideal para **todas las aplicaciones**, desde coronas estéticas

HUGE



Zirconia ultratransparente: hasta 53% de translucidez para una alta estética en la zona incisal.



Zirconia de alta resistencia: alcanza una resistencia de 1200Mpa para una estabilidad excepcional.

CARACTERÍSTICAS

- Transición natural: 8 capas de zirconia multicapa dental; superposición de gradiente de 15 capas.
- Translucidez del 43% al 53%.
- Resistencia: 700Mpa-1200Mpa.
- Todos los ámbitos de aplicación: Desde una sola corona hasta un puente de arco completo.

Ø 0,98mm

2+1 de REGALO

Grosor	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Precio	121,00€	135,50€	150,15€	165,00€	179,20€	194,25€	209,00€	223,65€



MyQuickmat Prime

280,00€/u
340,00€/u

¡Nueva!



diga adiós a las cuñas



myQuickmat Pruime kit - REF 6890

02 uds.	myRing Prime
10 pares	myTines Prime
100 uds.	Quickmat Prime matrices

myTines Prime

extremidades en forma de cuña reutilizables y autoclavables para myRing Prime



anillo doblado para no interferir con los dientes adyacentes

las puntas conforman eficazmente la matriz en las paredes proximales

recambio

myRing Prime - REF 6891

2 uds. myRing Prime, 4 pares myTines Prime

myTines Prime - REF 6892

6 pares myTines Prime

Quickmat Prime - REF 6893

100 uds. matrices seccionales anatómicas



flamingo shaped

sistema de matrices seccionales con cuñas integradas



CUÑAS INTEGRADAS BILATERALES

- autocentrado: guía natural de inserción
- separar eficazmente los dientes adyacentes
- forman la matriz en las paredes cervicales
- evita que el anillo se salga



Matriz Unica Proximal

Restauraciones anteriores


REPOSICIÓN 100 UDS

76,00€/u
114,00€/u

Reposiciones 100 uds

Ref. PO6913	standard 0.03mm
Ref. PO6952	deep 0.03mm

unica proximal



unica proximal deep

REPOSICIÓN 50 UDS

44,00€/u
66,00€/u

Reposiciones 50 uds

Ref. PO6914	standard 0.03mm
Ref. PO6953	deep 0.03mm

Ortho-Strips Double-Sided



88,45€/u

Tira de diamante oscilante para la reducción interdental bilateral de las dimensiones de los dientes en Ortodondia.

2+1 de REGALO

175,00€/u
218,00€/u

Ref. I-OS08OP-DS	08 micras
Ref. I-OS80XC-DS	80 micras
Ref. I-OS60C-DS	60 micras
Ref. I-OS40M-DS	40 micras
Ref. I-O25F-DS	25 micras
Ref. I-OS15POL-DS	15 micras



08 micras
I-OS08OP-DS/3

Apertura



80 micras
I-OS80XC-DS/3

Alto corte



60 micras
I-OS60C-DS/3

Reducción



40 micras
I-OS40M-DS/3

Contorneado



25 micras
I-O25F-DS/3

Acabado



15 micras
I-OS15POL-DS/3

Pulido



Bandeja + 6 Ortho-Strips Central

Ref. I-OST400SET02/6