

Bloque de zirconio MM-4D


Max Multicapa

El bloque MM-4D (Max Multilayer) es ideal para **todas las aplicaciones**, desde coronas estéticas

Ref. H1230-4D



Zirconia ultratransparente: hasta 53% de translucidez para una alta estética en la zona incisal.



Zirconia de alta resistencia: alcanza una resistencia de 1200Mpa para una estabilidad excepcional.

CARACTERÍSTICAS

- Transición natural: 8 capas de zirconia multicapa dental; superposición de gradiente de 15 capas.
- Translucidez del 43% al 53%.
- Resistencia: 700Mpa-1200Mpa.
- Todos los ámbitos de aplicación: Desde una sola corona hasta un puente de arco completo.

Ø 0,98mm

Grosor	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm	22 mm	25 mm
Precio	121,00€	135,50€	150,15€	165,00€	179,20€	194,25€	209,00€	223,65€



de REGALO

Light Curing Tray Rosa

Ref. H1205R

2,3 mm - 50 uds

38,70€/u

43,00€/u

La plancha fotopolimerizable ideal para la fabricación de cubetas individuales y también puede utilizarse como plancha para provisionales en laboratorios dentales. Como material fotocurable, se fragua rápidamente en tan solo 3 minutos con una lámpara de polimerización.

Este producto se distingue por su fácil manejo, alta precisión, excelente plasticidad y un agradable aroma a menta.

Tiempo de polimerización	Espesor	Dureza	Polimerización	Tiempo de trabajo
3-5 min	2.3 mm	68 MPa	UV light (350-400nm)	12 min



34,00€/u

43,15€/u



CAD

DIGITAL READY

61,70€/u

77,00€/u

Ormaplus NEO BITE

Silicona de ADICIÓN

Silicona especialmente desarrollada para el registro oclusal, que ofrece claves de registro adecuadas para todas las necesidades clínicas.

Ref. M3040-N2

85 Shore-A

2 x 50 ml + 12 mix

Ref. M3040-N4

85 Shore-A

4 x 50 ml





CAD

DIGITAL READY

37,00€/u

49,50€/u



Ormaplus NEO PUTTY

SOFT CONSISTENCY



CAD

MADE IN ITALY

Silicona de adición (pesada)

Alta viscosidad - técnica de dos fases o monofase con ORMAPLUS NEO LV

Ref. M3035-N

Fast setting

300 ml + 300 ml

Ref. M3045-N

Regular setting

300 ml + 300 ml

Ormaplus NEO LV



CAD

DIGITAL READY

Silicona de adición (fluida)

Baja viscosidad - Dureza final: 42 Shore-A – Técnica de dos fases o fase única cuando se combina con la ORMAPLUS NEO PUTTY

Ref. M3000-N2

Fast setting

2 x 50 ml + 12 tips mixing

Ref. M3010-N2

Regular setting

2 x 50 ml + 12 tips mixing

Ref. M3000-N4

Fast setting

4 x 50 ml

Ref. M3010-N4

Regular setting

4 x 50 ml

34,00€/u

43,15€/u



61,60€/u

72,00€/u

Alginatos

20

+4

de REGALO



CAD

DIGITAL READY

8,90€/u

9,40€/u



Algimajor® Tipo rápido

Ref. MA1024

Bolsa 453g



Alginmax® Tipo cromático

Ref. MA2024

Bolsa 453g



Alginkid® Ortodóntico

Ref. MA3024

Bolsa 453g



Alginplus® Tropical

Ref. MA5024

Bolsa 453g

Laboratorio



Ormalab 95

Ormalab 85

Silicona de condensación

5 kg.+ 2 catalizadores de 60 ml.

Ref. M9520

Dureza Shore-A: 95

Ref. M8520

Dureza Shore-A: 85

Para el laboratorio de prótesis dental dirigido exclusivamente a uso extra oral, compuesto de polixiloxanos con retículo de condensación.

57,50€/u

72,00€/u



Ormaplus Lab 90

Silicona de adición

5 kg. + 5 kg. con catalizador

Ref. M4010

Dureza Shore-A: 90

Silicona de adición para laboratorio de prótesis. Alta estabilidad dimensional y extraordinaria precisión.

Uso recomendado:

- Matrices para prótesis prótesis.
- Duplicaciones.
- Reparación de prótesis.
- Matrices para coronas coronas y puentes provisionales.
- CAD

125,00€/u

159,00€/u



Dientes Major Super Lux

Color A1-D4 / 1A-6D Dientes de 3 capas

- Gran dureza y resistencia a la abrasión.
- Transparencia natural de la capa incisal.
- Moldes anteriores realizados según el método de Williams.
- Apariencia natural de los moldes.
- Alta estabilidad del color.

100

+70

de REGALO

CON LA OFERTA LA TABLILLA SALE A

4,66€/u

7,92€/u



Dientes Major Plus Multicapa

Color A1-D4 Multicapas de resina

- Alta dureza y resistencia a la abrasión.
- Perfiles oclusales precisos.
- Nueva y natural estética de los moldes.
- Adecuado para cualquier técnica de montaje.
- Inclinación cuspidal de los moldes anatómicos entre 25° y 28°.
- Apropiado para cualquier tipo de prótesis total y parcial.

100

+10

de REGALO

CON LA OFERTA LA TABLILLA SALE A

7,90€/u

8,70€/u



Ormactivador

13,60€/u

16,00€/u

Gel catalizador para siliconas de curado por condensación para laboratorios dentales.

Ref. M1094



32,00€/u

49,00€/u



Ormaplus NEO GUM

Silicona de alta precisión (laboratorio)

Silicona de alta precisión para la creación de encías gengivales Escaneable con lectura láser y óptica - Técnica indirecta y directa

Ref. M3200-N2	Hard	70 Shore-A	2 x 50 ml + 12 mixing tips
Ref. M3220-N2	Soft	40 Shore-A	2 x 50 ml + 12 mixing tips



Hyrax - Tornillo Palatino

25,99€/u

Ref. LA0620-08	1 pieza
Ref. LA0620-09	1 pieza
Ref. LA0620-11	1 pieza
Ref. LA0620-13	1 pieza
Ref. LA0620-15	1 pieza

15+2 de REGALO



Brackets F1000 Plus

Autoligado

Kit 1caso (20 Brackets)

LF1000-91	DAMON
LF1000-92	MBT
LF1000-93	ROTH



¡NOVEDAD!

174,00€/u
204,70€/u

Alambre Leowire

BOBINA 500gr

Ref. LC0450

Ø mm										
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	

55,59€/u
68,97€/u



BOBINA ESTÁNDAR

Ref. LC0400

Ø mm										
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	

17,57€/u
21,96€/u

Planchas Termoformables Rígidos PET G

Ref. LR7001

Discos termoformables rígidos / LABORATORIO

Planchas cuadradas rígidas / CLÍNICA

Redonda: Ø 125 mm y Ø 120 mm Cuadrada: 125 x 125 mm

Espesor	0,5 mm Alineador	0,7 mm Alineador	0,8 mm Alineador	1mm Alineador/ Retenedor	15 mm Apretador	2 mm Férula de descarga / Bruxismo	0,8 mm Alineador	1mm Alineador
Uds	25 uds.	25 uds.	25 uds.	25 uds.	15 uds.	10 uds.	1.000 uds.	1.000 uds.
Precio	26,39€	28,68€	28,68€	30,98€	26,39€	26,39€	773,32€	773,32€

10+2 de REGALO

DESDE 26,39€/u



Discos Termoformables Biocompatibles Flexibles de 3 Capas PETG/PU/PETG

Ref. LR7200-08

Ø 125 mm

Espesor	0,76 mm Alineador
Uds	20 uds.


66,70€/u
78,50€/u



¡NOVEDAD!

CARBURO TUNGSTENO HP

Aleaciones no preciosas y esqueléticos



E5410-060

E5610-045

E7210-060

E5510-060

16,40€/u
20,46€/u

DISCO SINTER RA DIAMANTE

Sirve para separar coronas



E5114U

32,30€/u
37,99€/u

Abrasivo Ceraporo

Partículas de diamante natural

Para superficies vestibulares y orales sobre cerámica y óxido de zirconio (repasado sin calentar el objeto)



E8001U

E8002U

E8003U

EG8001

EG8002

28,00 €/u

28,00 €/u

38,58 €/u

22,40€/u

22,40€/u

30,40€/u

Ceratec

Acabado y pulido de composites
Alto contenido de Zirconio



E952-040

E955-035

E958-035

21,00€/u
28,00€/u

Fresas diamantadas sinter - estándar



E5105U

E5106U

E5107U

E5108U

E5111U

E5115U

37,41 €

56,70 €

37,41 €

37,41 €

56,70 €

37,41 €

28,00€/u

45,20€/u

28,00€/u

28,00€/u

45,20€/u

28,00€/u

Intensiv IPR Kit

Selección del producto para el
procedimiento de reducción
interproximal

OFERTA PACK

~~1.307€~~

930€



Todo el protocolo: 6 limas

KLOSSETcen02/6



Distance Control (Galgas)




KL-IPR-DC SET (Galgas)



Contra-ángulo sin luz

I-WG-69-A

Manual
clínico
ORTHO-
STRIPS



Indicaciones

- Aplicación de los Ortho-Strips para la generación de espacio empleando el procedimiento IPR de stripping en ortodoncia
- IPR - Distance Control (Galgas) para controlar la distancia entre dientes en las varias etapas del IPR.

Beneficios

- Rapidez, seguridad y precisión con IPR
- Contorneado de los dientes anatómicamente
- No corta los tejidos blandos

Ortho-Strips Double-Sided

Strips diamantados oscilantes para la reducción interdental bilateral y monolateral del esmalte dental en ortodoncia

2+1 de REGALO

88,45€/caja

(caja de 3 unidades)

Ref. I-OS08OP-DS

● 08 micras

Ref. I-OS80XC-DS

● 80 micras

Ref. I-OS60C-DS

● 60 micras

Ref. I-OS40M-DS

● 40 micras

Ref. I-O25F-DS

○ 25 micras

Ref. I-OS15POL-DS

● 15 micras



08 micras

I-OS08OP-DS

Apertura



80 micras

I-OS80XC-DS

Alto corte



60 micras

I-OS60C-CEN-DS

Reducción



40 micras

I-OS40M-CEN-DS

Contorneado



25 micras

I-O25F-DS

Acabado



15 micras

I-OS15POL-DS

Pulido

Ortho-Strips Tray Set

Bandeja de acero inoxidable compacta para el soporte de **Intensiv Ortho-Strips** durante la reducción interproximal IPR en ortodoncia.

Incluye las 6 limas detalladas arriba.



Bandeja con 6 limas

I-OST400SET02/6

163,50€/u
218,00€/u

Kit Basic iThermal

Kit Basic iThermal + 6 alicates

La clave del sistema ThermalOrth Philosophy

Ref. TP001-100

1.050,00€/u
~~1.226,00€/u~~

El Kit contiene:

- 6 Alicates Smart Pliers
 - Button forming 1
 - Button forming 2
 - Lateral
 - Activation Small
 - Retention
 - Half Moon
- 1 Temporizador
- 1 iThermal termorregulador
- 1 porta-alicates
- Libro de texto ThermalOrth Philosophy



Temporizador

Para comprobar los tiempos correctos de termorregulación con iThermal.



Porta-alicates



iThermal

Es un aparato tecnológico que utiliza la potencia de inducción electrónica para el tratamiento térmico del acero (alicates).



6 Alicates Smart Pliers

Button forming 1
Button forming 2
Lateral
Activation Small
Retention
Half Moon



Válidas hasta el 30 de abril



MyQuickmat Prime

255,00€/u *¡Nueva!*
340,00€/u



diga adiós a las cuñas



myQuickmat Pruime kit - REF P06890

02 uds.	myRing Prime
10 pares	myTines Prime
100 uds.	Quickmat Prime matrices

myTines Prime

extremidades en forma de cuña reutilizables y autoclavables para myRing Prime



anillo doblado para no interferir con los dientes adyacentes

las puntas conforman eficazmente la matriz en las paredes proximales

recambio

myRing Prime - REF P06891

2 uds. myRing Prime, 4 pares myTines Prime

myTines Prime - REF P06892

6 pares myTines Prime

Quickmat Prime - REF P06893

100 uds. matrices seccionales anatómicas



flamingo shaped

sistema de matrices seccionales con cuñas integradas



CUÑAS INTEGRADAS BILATERALES

- autocentrado: guía natural de inserción
- separar eficazmente los dientes adyacentes
- forman la matriz en las paredes cervicales
- evita que el anillo se salga



Matriz Unica Proximal

Restauraciones anteriores

REPOSICIÓN 100 UDS


78,00€/u

117,40€/u

Reposiciones 100 uds

Ref. P06913	standard 0.03mm
Ref. P06952	deep 0.03mm

unica proximal



unica proximal deep

REPOSICIÓN 50 UDS

45,00€/u

68,00€/u

Reposiciones 50 uds

Ref. P06914	standard 0.03mm
Ref. P06953	deep 0.03mm

myRing Classico

Anillo de matriz seccional clásico hecho de níquel titanio. Está reforzado para brindar una fuerza de separación ideal y suave en combinación con las cuñas interdetales de madera de arce.



89,40€/u

1ud.

P06804

62,50€/u

Cuñas Surtidas

Cuñas surtidas de plástico



XS, S, M, L

100 uds

P07100

38,00€/u 55,00€/u

Cuñas surtidas de madera



XS, S, M, L

100 uds

P05001

12,20€/u 17,55€/u

Microbrush Regular

400 unidades

R0466C
R0467C
R0468C

52,50€/u
58,60€/u

4 x 100 aplicadores



Microbrush DUO

100 unidades

R292724 Púrpura
R292725 Azul

15,45€/u
17,22€/u

¡NOVEDAD!



Dry Tip


Absorben la saliva con mayor confort, absorción y protección que los rollos de algodón. No deja residuos. Se extrae fácilmente solo con agua, fácil colocación.



50 unidades

R291542 Grande
R291543 Pequeño

16,50€/u
18,35€/u



Microbrush X

Aplicadores alargados y extra finos para espacios reducidos

1 x 100 aplicadores + dispensador.

38,70€/u
43,00€/u

RMX100 Con dispensador
RPX100 Recambio

