

Válidas del 07/05 hasta el 07/08

**34,00€/u**  
43,15€/u

**Ormaplus NEO BITE**
**Silicona de ADICIÓN**
 **CAD**  
DIGITAL READY

 Silicona especialmente desarrollada para el registro oclusal, que ofrece claves de registro adecuadas para todas las necesidades clínicas.

<b>Ref. M3040-N2</b>	85 Shore-A	2 x 50 ml + 12 mix
<b>Ref. M3040-N4</b>	85 Shore-A	4 x 50 ml

**61,70€/u**  
77,00€/u

 **CAD**  
DIGITAL READY

**37,00€/u**  
49,50€/u

**Ormaplus NEO PUTTY**
**Silicona de adición (pesada)**

Alta viscosidad - técnica de dos fases o monofase con ORMAPLUS NEO LV

<b>Ref. M3035-N</b>	Fast setting	300 ml + 300 ml
<b>Ref. M3045-N</b>	Regular setting	300 ml + 300 ml

**Ormaplus NEO LV**
**Silicona de adición (fluida)**
**34,00€/u**  
43,15€/u

Baja viscosidad - Dureza final: 42 Shore-A - Técnica de dos fases o fase única cuando se combina con la ORMAPLUS NEO PUTTY

<b>Ref. M3000-N2</b>	Fast setting	2 x 50 ml + 12 tips mixing
<b>Ref. M3010-N2</b>	Regular setting	2 x 50 ml + 12 tips mixing

 **CAD**  
DIGITAL READY

**Alginatos**

Bolsa 453 g

 Por la compra de **20**  
**+4** de **REGALO**
 **CAD**  
DIGITAL READY

**8,90€/u**  
9,40€/u

**Algimajor® Tipo rápido**
**Ref. MA1024**

**Algimax® Tipo cromático**
**Ref. MA2024**

**Alginkid® Ortodóntico**
**Ref. MA3024**

**Alginplus® Tropical**
**Ref. MA5024**

**Turbinas**

**X3T**

**98€**

130,66€/u



**LED**



**X3LG LED**

**169€**

225,33€/u



**LED**



**X6LG T LED**

Titanio

**199€**

265,33€/u



**LED**



**X6KLS**

Titanio y  
fibra óptica

**211€**

294,66€/u



**FIBRA  
ÓPTICA**



**X45LG PRO LED**

Cabezal 45°

**229€**

305,33€/u



**LED**



**X45 PRO**

Cabezal 45°

**169€**

225,33€/u



Válidas del 07/05 hasta el 07/08

## Brackets Interactive SL Autoligado

Los brackets autoligables InterActive SL ofrecen comodidad y control gracias a su diseño compacto y clip interactivo, que reduce la fricción inicial y mejora la precisión final. Fabricados en acero biomédico, incorporan un punto de color para identificar el cuadrante.

Con slot .022"

Los kits incluyen gancho de bola en 3, 4 y 5.

Ref. LF1100-91	ROTH
Ref. LF1100-92	MBT

**127,50€/u**  
~~159,48€/u~~



## Bandas anatómicas web Técnica Roth 0.22 Primer Molar

**28,20€/u**  
~~33,22€/u~~

Tubo .022" x .028" con torque de 10° y rotación de +8°. Tubo redondo .051". (G8325 02, G8325 03).

Todas las bandejas pueden esterilizarse en autoclave para limitar el riesgo de infecciones.

\*Medidas de la n° 1 a la 32.

Ref. LE8520-xx	Superior derecho
Ref. LE8530-xx	Superior izquierdo
Ref. LE8560-xx	Inferior derecho
Ref. LE8570-xx	Inferior izquierdo



## Elásticos intraorales

Fabricados en látex natural, los envases indican el diámetro y la fuerza al estirarse tres veces. Cada bolsita incluye un código de color para facilitar la identificación, especialmente en pacientes más pequeños.

10 bolsitas de 100 unidades (total 1000 u.)



**10,50€/u**  
~~12,37€/u~~



∅ Interno	● Marrón 1/8" - 3,2mm	● Verde 3/16" - 4,8mm	● Rojo 1/4" - 6,4mm	● Azul 5/16" - 7,9mm	● Naranja 3/8" - 9,5mm
<b>Ligeros</b> 2,5 oz - 70 g	LK0901-02	LK0902-02	LK0903-02	LK0904-02	LK0905-02
<b>Medianos</b> 4,5 oz - 126 g	LK0906-04	LK0907-04	LK0908-04	LK0909-04	LK0910-04
<b>Fuertes</b> 6,5 oz - 182 g	LK0915-06	LK0911-06	LK0912-06	LK0913-06	LK0914-06



Válidas del 07/05 hasta el 07/08




## Aproxopener Strip Manual

Strip manual metálico dentado para la apertura de los contactos cerrados entre los dientes durante la terapia ortodóntica.

**64,00€/u**  
~~75,80€/u~~

Ref. I-AO2018DS/3

Ambos lados



## Ortho-Strip Tiras Manuales

Tira metálica manual con sujeción, diamantada y perforada, para la reducción y el acabado del esmalte interproximal.


**56,50€/u**  
~~66,40€/u~~

Ref. I-PXPO8040/6

Grano grueso/mediano

Ref. I-PXPO1508/6

Grano fino/extra-fino



## Microbrush X

1 x 100 aplicadores + dispensador.

Microbrush® X: aplicador ideal para endodoncia, fisuras y postes, con cabezal flexible hasta 90° y punta fina para llegar a zonas de difícil acceso.

**38,70€/u**  
~~43,00€/u~~

Ref. RMX100

Con dispensador

Ref. RPX100

Recambio



## Wood Wedges

Aseguran la adaptación óptima de la matriz en todo el margen cervical.

Tamaño pequeño (XS) para la odontología pediátrica.

Ref. PO5018MN

11,5 mm

100 uds.



**11,50€/u**  
~~15,35€/u~~

## Sistema de matrices anteriores Unica Introkit

Kit versátil con matrices anatómicas para una adaptación precisa y restauración de márgenes proximales y cervicales. Ideal para clases III, IV y V, carillas de composite y modificaciones de forma.

Ref. PO6900

**210,00€/u**  
~~324,45€/u~~

