

Válidas del 07/05 hasta el 07/08

34,00€/u
43,15€/u

Ormaplus NEO BITE
Silicona de ADICIÓN


Silicona especialmente desarrollada para el registro oclusal, que ofrece claves de registro adecuadas para todas las necesidades clínicas.

Ref. M3040-N2	85 Shore-A	2 x 50 ml + 12 mix
Ref. M3040-N4	85 Shore-A	4 x 50 ml

61,70€/u
77,00€/u

37,00€/u
49,50€/u

Ormaplus NEO PUTTY
Silicona de adición (pesada)

Alta viscosidad - técnica de dos fases o monofase con ORMAPLUS NEO LV

Ref. M3035-N	Fast setting	300 ml + 300 ml
Ref. M3045-N	Regular setting	300 ml + 300 ml

Ormaplus NEO LV
Silicona de adición (fluida)
34,00€/u
43,15€/u

 Baja viscosidad - Dureza final: 42 Shore-A -
Técnica de dos fases o fase única cuando se combina con la ORMAPLUS NEO PUTTY

Ref. M3000-N2	Fast setting	2 x 50 ml + 12 tips mixing
Ref. M3010-N2	Regular setting	2 x 50 ml + 12 tips mixing


Alginatos

Bolsa 453 g

 Por la compra de **20**
+4 de **REGALO**

8,90€/u
9,40€/u

Algimajor® Tipo rápido
Ref. MA1024

Algimax® Tipo cromático
Ref. MA2024

Alginkid® Ortodóntico
Ref. MA3024

Alginplus® Tropical
Ref. MA5024

Turbinas

X3T

98€

130,66€/u



LED



X3LG LED

169€

225,33€/u



LED



X6LG T LED

Titanio

199€

265,33€/u



LED



X6KLS

Titanio y
fibra óptica

211€

294,66€/u



**FIBRA
ÓPTICA**



X45LG PRO LED

Cabezal 45°

229€

305,33€/u



LED



X45 PRO

Cabezal 45°

169€

225,33€/u



Válidas del 07/05 hasta el 07/08

Brackets Interactive SL Autoligado

Los brackets autoligables InterActive SL ofrecen comodidad y control gracias a su diseño compacto y clip interactivo, que reduce la fricción inicial y mejora la precisión final. Fabricados en acero biomédico, incorporan un punto de color para identificar el cuadrante.

Con slot .022"

Los kits incluyen gancho de bola en 3, 4 y 5.

Ref. LF1100-91	ROTH
Ref. LF1100-92	MBT

127,50€/u
~~159,48€/u~~



Bandas anatómicas web Técnica Roth 0.22 Primer Molar

28,20€/u
~~33,22€/u~~

Tubo .022" x .028" con torque de 10° y rotación de +8°. Tubo redondo .051". (G8325 02, G8325 03).

Todas las bandejas pueden esterilizarse en autoclave para limitar el riesgo de infecciones.

*Medidas de la nº 1 a la 32.

Ref. LE8520-xx	Superior derecho
Ref. LE8530-xx	Superior izquierdo
Ref. LE8560-xx	Inferior derecho
Ref. LE8570-xx	Inferior izquierdo



Elásticos intraorales

Fabricados en látex natural, los envases indican el diámetro y la fuerza al estirarse tres veces. Cada bolsita incluye un código de color para facilitar la identificación, especialmente en pacientes más pequeños.

10 bolsitas de 100 unidades (total 1000 u.)



10,50€/u
~~12,37€/u~~



∅ Interno	● Marrón 1/8" - 3,2mm	● Verde 3/16" - 4,8mm	● Rojo 1/4" - 6,4mm	● Azul 5/16" - 7,9mm	● Naranja 3/8" - 9,5mm
Ligeros 2,5 oz - 70 g	LK0901-02	LK0902-02	LK0903-02	LK0904-02	LK0905-02
Medianos 4,5 oz - 126 g	LK0906-04	LK0907-04	LK0908-04	LK0909-04	LK0910-04
Fuertes 6,5 oz - 182 g	LK0915-06	LK0911-06	LK0912-06	LK0913-06	LK0914-06



Válidas del 07/05 hasta el 07/08




Aproxopener Strip Manual

Strip manual metálico dentado para la apertura de los contactos cerrados entre los dientes durante la terapia ortodóntica.

64,00€/u
~~75,80€/u~~

Ref. I-AO2018DS/3

Ambos lados



Ortho-Strip Tiras Manuales

Tira metálica manual con sujeción, diamantada y perforada, para la reducción y el acabado del esmalte interproximal.


56,50€/u
~~66,40€/u~~

Ref. I-PXPO8040/6

Grano grueso/mediano

Ref. I-PXPO1508/6

Grano fino/extra-fino



Microbrush X

1 x 100 aplicadores + dispensador.

Microbrush® X: aplicador ideal para endodencia, fisuras y postes, con cabezal flexible hasta 90° y punta fina para llegar a zonas de difícil acceso.

38,70€/u
~~43,00€/u~~

Ref. RMX100

Con dispensador

Ref. RPX100

Recambio



Wood Wedges

Aseguran la adaptación óptima de la matriz en todo el margen cervical.

Tamaño pequeño (XS) para la odontología pediátrica.

Ref. PO5018MN

11,5 mm

100 uds.



11,50€/u
~~15,35€/u~~

Sistema de matrices anteriores Unica Introkit

Kit versátil con matrices anatómicas para una adaptación precisa y restauración de márgenes proximales y cervicales. Ideal para clases III, IV y V, carillas de composite y modificaciones de forma.

Ref. PO6900

210,00€/u
~~324,45€/u~~



Válidas del 07/05 hasta el 07/08

HUGE


Bloque de zirconio MM-4D

Max Multicapa

El bloque MM-4D (Max Multilayer) es ideal para **todas las aplicaciones**, desde coronas estéticas hasta arcadas completas

Ref. H1230-4D


Zirconio ultratransparente: hasta 53% de translucidez para una alta estética en la zona incisal.



Zirconio de alta resistencia: alcanza una resistencia de 1200 MPa para una estabilidad excepcional.

CARACTERÍSTICAS

- Transición natural: 8 capas de zirconio multicapa dental; superposición de gradiente de 15 capas.
- Translucidez del 43% al 53%.
- Resistencia: 700 MPa-1200 MPa.
- Todos los ámbitos de aplicación: desde una sola corona hasta un puente de arco completo.

Ø 0,98mm

Grosor	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Precio	121,00€	135,50€	150,15€	165,00€	179,20€	194,25€	209,00€	223,65€
Oferta	80,66€	90,33€	100,10€	110,00€	119,50€	129,15€	139,50€	149,10€
Ref.	H1230-4D10	H1230-4D12	H1230-4D14	H1230-4D16	H1230-4D18	H1230-4D20	H1230-4D22	H1230-4D25

Light Curing Tray Rosa

38,70€/u
43,00€/u

Ref. H1205R 2,3 mm – 50 uds

Plancha fotopolimerizable ideal para la fabricación de cubetas individuales y provisionales en laboratorios dentales. Como material fotocurable, se fragua rápidamente en tan solo 3 minutos con una lámpara de polimerización.

Este producto se distingue por su fácil manejo, alta precisión, excelente plasticidad y un agradable aroma a menta.

Tiempo de polimerización	Espesor	Dureza	Polimerización	Tiempo de trabajo
3-5 min	2.3 mm	68 MPa	UV light (350-400nm)	12 min



Válidas del 07/05 hasta el 07/08



Isolmajor

Isolmajor es un barniz separador para laboratorio dental que aísla yeso de resinas acrílicas, creando una película resistente y de fácil separación.

Ref. ML2720 Confección 500 mL

17,30€/u
~~19,00€/u~~



Dientes Major Plus Multicapa

Color A1-D4 Multicapas de resina

- Alta dureza y resistencia a la abrasión.
- Perfiles oclusales precisos.
- Estética de los moldes más natural.
- Adecuado para cualquier técnica de montaje.
- Inclinación cuspidal de los moldes anatómicos entre 25° y 28°.
- Apropiado para cualquier tipo de prótesis total y parcial.

Compra
110 unidades a
7,90€/u
~~8,70€/u~~



Ormalab 95 Ormalab 85

57,50€/u
~~72,00€/u~~

Silicona de condensación



5 kg.+ 2 catalizadores de 60 ml.

Silicona de condensación para laboratorio de prótesis dental, de uso exclusivamente extraoral, compuesta por polisiloxanos con reticulación por condensación.

Ref. M9520 Dureza Shore-A: 95

Ref. M8520 Dureza Shore-A: 85



Cepillo KX

Diseñado específicamente para retocar todo tipo de material termoplástico, acrílico, composite y material de rebase blando.

25 discos + 1 mandril

- En laboratorio: pulido excepcional y alto brillo.
- En clínica: superficie lisa y suave. Ideal para retocar el interior de la férula.

Ref. KX25-F Fina

Ref. KX25-6 Gruesa

16,80€/u
~~21,00€/u~~



Válidas del 07/05 hasta el 07/08



Discos Termoformables Biocompatibles Flexibles de 3 capas PETG/PU/PETG



Fabricado mediante un innovador proceso de coextrusión de copolímero PetG sobre una capa interna de poliuretano (PU), para crear un disco de tres capas. Gracias a la integración de ambos materiales, estos discos combinan y mejoran las cualidades mecánicas y ópticas de los discos monomateriales.

Disponible en envases al vacío de 20 unidades, con un diámetro de 125 mm y un grosor de 0,76 mm.

Ref. LR7200-08

Ø125 mm

66,70€/u
78,50€/u

Espesor	0,76 mm Alineador
Uds	20 uds.



Bandas lisas anatómicas Calibra para primer molar

El temple duro, el dibujo anatómico, la diferenciación del espesor y la superficie interna áspera facilitan la elección exacta de la banda y permiten una cementación perfecta.

Disponibles en 36 medidas derechas para el maxilar con el número de identificación marcado con LÁSER.

Ref. LE1200-xx	Superior derecho
Ref. LE1300-xx	Superior izquierdo
Ref. LE1600-xx	Inferior derecho
Ref. LE1700-xx	Inferior izquierdo


21,20€/u
23,56€/u



Tornillo de expansión estándares para superior estándar

Vuelta de giro 0,8 mm

Los tornillos de expansión de Leone para ortodoncia removible son el resultado de más de 80 años de experiencia e investigación. Fabricados en Italia en acero inoxidable biomédico de alta calidad, destacan por su gran precisión, estabilidad y fiabilidad. Su amplia gama permite realizar todo tipo de aparatos removibles.

Ref. LA0805-11	10 piezas	7 mm	11 mm
Ref. LA0805-14	10 piezas	9 mm	14 mm

26,00€/u
31,47€/u




**Katia
Dental**

Especialistas en la venta y distribución, asesoramiento
y formación de productos dentales desde 1987.

934 090 600 - info@katiadental.com - www.katiadental.com