



Contraángulo dual Intensiv Swingle

- Contraángulo recíprocante con agua.
- Movimiento oscilante de 0,9 mm (20.000–40.000 rpm).
- Interruptor para modo axial libre o fijo.
- Modo libre para acabado y pulido y modo fijo para eliminación de excesos y reducción de esmalte.



¡OFERTA DESTACADA!

695,00€/u

950,00€/u

Ref. I-WG-69A

Sin luz

Ortho-Strips Double-Side

Tira de diamante oscilante para la reducción interdental bilateral de las dimensiones de los dientes en Ortodoncia.

2+1

Compra 2 cajas de 3 limas y llévate 1 caja de **REGALO**

88,45€/u



08 micras

Ref. I-OS08OP-DS/3

Apertura

Apertura de puntos de contacto



15 micras

Ref. I-OS15POL-DS/3

Pulido

Pulido de superficies tratadas



25 micras

Ref. I-O25F-DS/3

Acabado

Acabado controlado de las superficies tratadas



40 micras

Ref. I-OS40M-DS/3

Contorneado

Reducción contorneada del esmalte



60 micras

Ref. I-OS60C-DS/3

Reducción

Reducción rápida del esmalte



80 micras

Ref. I-OS80XC-DS/3

Alto corte

Reducción ultra rápida del esmalte

myQuickmat Prime

Sistema de matrices seccionales diseñado para simplificar las restauraciones de Clase II y reducir el tiempo de intervención.

myQuickmat Prime – PO6890		
Ref. PO6891	02 uds.	myRing Prime
Ref. PO6892	10 pares	myTines Prime
Ref. PO6893	100 uds.	Matrices seccionales

Recambio

- 2 uds. myRing Prime, 4 pares myTines Prime
- 6 pares myTines Prime
- 100 uds. matrices seccionales anatómicas

280,00€/u

340,00€/u



¡Adiós a las cuñas!

flamingo shaped



CUÑAS INTEGRALES BILATERALES

- autocentrado: guía natural de inserción
- forman la matiz en las paredes cervicales
- evita que el anillo se salga

Válidas del 15/09 hasta el 15/12



34,00€/u

43,15€/u

Ref. M3000-N2	Fast setting	2 x 50 ml + 12 tips mixing
Ref. M3010-N2	Regular setting	2 x 50 ml + 12 tips mixing

Ormaplus NEO LV

Silicona de adición (fluida)

Baja viscosidad – Dureza final: 42 Shore-A – Técnica de dos fases o fase única cuando se combina con ORMAPLUS NEO PUTTY

Ormaplus NEO PUTTY

Silicona de adición (pesada)

Alta viscosidad – técnica de dos fases o monofase con ORMAPLUS NEO LV

37,00€/u

49,50€/u

Ref. M3035-N	Fast setting	300 ml + 300 ml
Ref. M3045-N	Regular setting	300 ml + 300 ml



Alginatos

Bolsa 453 g

Por la compra de

20 +4 de REGALO



8,90€/u

9,40€/u



Algimajor® Tipo rápido

Ref. MA1024



Alginmax® Tipo cromático

Ref. MA2024



Alginkid® Ortodóntico

Ref. MA3024



Alginplus® Tropical

Ref. MA5024

Pro-Matrix

Sistema de matriz rápido y fácil de usar, totalmente desechable y sin necesidad de herramientas. Compatible con todos los materiales de restauración y apto para cuñas y dique de goma.



Ref. R19000	Banda estrecha (4,5mm)
Ref. R19005	Banda ancha (6mm)

62,01€/u

72,95€/u

71,61€/u

84,25€/u

Ref. R19001	Banda curvada estrecha (4,5mm)
Ref. R19006	Banda curvada ancha (6mm)

Dry Tips

Aislante de saliva



DryTips ayuda a controlar la saliva al cubrir la glándula parótida y la mucosa bucal. Su película de polietileno protege los tejidos blandos durante el uso de instrumental.



Ver vídeo demostrativo



17,43€/u

18,35€/u

Ref. R291542	Grande
Ref. R291543	Pequeño

Válidas del 15/09 hasta el 15/12



TAD VL con Doble Slot

67,22€/u
~~74,69€/u~~

La cabeza del mini tornillo, disponible en dos alturas transmucosas, incorpora un doble slot cerrado de 0.19" x 0.25" compatible con alambres redondos y rectangulares, así como con resortes.



*Doble Slot en cruz

Ref. L005-2008-13	Cabeza baja	2 mm Ø	8 mm ↔
Ref. L005-2008-14	Cabeza alta	2 mm Ø	8 mm ↔

TAD VL con Botón

63,93€/u
~~71,03€/u~~

La cabeza del mini tornillo está disponible en dos alturas transmucosas, con forma de botón y agujero pasante para agilizar la aplicación de tracciones elásticas y resortes en espiral.



*Botón y agujero pasante

Ref. L005-2008-11	Cabeza baja	2 mm Ø	8 mm ↔
Ref. L005-2008-12	Cabeza alta	2 mm Ø	8 mm ↔

Racor contra-ángulo para TAD VL con Doble Slot y para TAD VL con Botón

Fabricados en acero inoxidable con anillo de elastómero, los racores permiten la inserción de los TAD VL mediante contraángulo, incluso en áreas de difícil acceso. Son esterilizables en autoclave.

49,03€/u
~~54,48€/u~~

Ref. L080-1002-00	TAD VL con Doble Slot	Anillo de elastómero gris.
Ref. L080-1002-01	TAD VL con Botón	Anillo de elastómero azul.




Adaptador para TAD VL con Doble Slot

Para la inserción y extracción manual del TAD VL con con Doble slot. Esterilizable en autoclave.



Ref. L080-1000-23
25,80€/u
~~28,67€/u~~




Adaptador para TAD VL con botón

Para la inserción y extracción manual del TAD VL con botón. Esterilizable en autoclave.



Ref. L080-1000-22
25,80€/u
~~28,67€/u~~



Atornillador para adaptadores

Permite atornillar y destornillar los TADs manualmente utilizando diferentes adaptadores. Esterilizable en autoclave.



Ref. L080-1000-00
94,87€/u
~~105,41€/u~~

Máscaras Faciales

Indicada para el tratamiento de las retrusiones maxilares, los prognatismos mandibulares y de la palatosquisis. La modificación de las relaciones entre el maxilar y la mandíbula facilita el sucesivo tratamiento ortodóntico.



38,71€/u
~~43,01€/u~~

*Consultar las referencias según tamaños

Firing Paste

HUGE

¡NOVEDAD!

Pasta refractaria fácil de aplicar y retirar, ofrece un alto rendimiento a un precio competitivo.

La pasta refractaria de HUGE, lista para usar, permite fabricar de forma rápida y sencilla cubetas de cocción individuales para restauraciones de cerámica y zirconia.

Ref. H1260



21,55€/u
23,95€/u

Light Curing Tray

¡NUEVA MEDIDA 1.6 mm!

Ref. H1206R	1.6 mm	50 uds.
Ref. H1205R	2.3 mm	50 uds.

38,70€/u
43,00€/u

- HUGE Light Curing Tray 1,6 mm**
Plancha fotopolimerizable para la fabricación de placas base provisionales y plantillas de montaje de dientes en prótesis removible. Sustituye la cera tradicional aportando mayor estabilidad y precisión.
- HUGE Light Curing Tray 2,3 mm**
Plancha fotopolimerizable de mayor rigidez indicada para la fabricación de cubetas individuales y bases de trabajo en prótesis. Ofrece estabilidad y resistencia durante el proceso de elaboración.

Tiempo de polimerización	Espesor	Resistencia a la flexión	Polimerización	Tiempo de trabajo
3-5 min	1.6 mm	110 MPa	UV light (350-400nm)	12 min
3-5 min	2.3 mm	110 MPa	UV light (350-400nm)	12 min



Bloques disilicato de litio

Evoluth

Fundidos y refinados en horno de platino para asegurar la homogeneidad del vidrio y una textura natural. Una inspección óptica automatizada elimina piezas con grietas, impurezas o burbujas.

Aplicaciones clínicas

- Coronas
- Inlays
- Estructuras sobre implantes
- Overlays
- Endocoronas
- Onlays
- Puentes de 3 unidades
- Carillas



HT	Ref. DT-HT-A1-C14	Ref. DT-HT-A2-C14	Ref. DT-HT-A3-C14
LT	Ref. DT-LT-A1-C14	Ref. DT-LT-A2-C14	Ref. DT-LT-A3-C14
MT	Ref. DT-MT-A1-C14	Ref. DT-MT-A2-C14	Ref. DT-MT-A3-C14

49,50€
66,00€

HUGE

Disco de zirconio MM-4D

Max Multicapa

Ideal para todas las aplicaciones,
desde coronas estéticas hasta arcadas completas

Con 8 capas y 15 gradaciones, MM-4D ofrece restauraciones de zirconio con estética natural, alta resistencia y translucidez.


CARACTERÍSTICAS

- Transición natural: 8 capas de zirconio multicapa dental; superposición de gradiente de 15 capas.
- Translucidez del 43% al 53%.
- Resistencia: 700 MPa-1200 MPa.
- Todos los ámbitos de aplicación: desde una sola corona hasta un puente de arco completo.



Zirconio ultratransparente:

hasta 53% de translucidez para una alta estética en la zona incisal.



Zirconio de alta resistencia:

alcanza una resistencia de 1200 MPa para una estabilidad excepcional.

Ø 0,98mm

Grosor	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Precio	121,00€	135,50€	150,15€	165,00€	179,20€	194,25€	209,00€	223,65€
Oferta	80,66€	90,33€	100,10€	110,00€	119,50€	129,15€	139,50€	149,10€
Ref.	H1230-4D10	H1230-4D12	H1230-4D14	H1230-4D16	H1230-4D18	H1230-4D20	H1230-4D22	H1230-4D25

Micro-stix


Microaplicador azul con adhesivo

Ref. RSTIXB	64 aplicadores
-------------	----------------

Diseñado para sujetar de forma segura componentes frágiles durante las restauraciones dentales, proporcionando estabilidad y precisión.

Es la solución ideal para trabajar con:

- Carillas
- Brackets
- Coronas
- Inlays



36,77€/u

38,71€/u

Alambre para ganchos Leowire®

Ref. LC0450

Bobina 500gr

Ø mm										
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	

62,07€/u

68,97€/u



Ref. LC0400

Bobina Estándar

Ø mm										
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	

19,76€/u

21,96€/u

Disyuntor araña

32,97€/u

34,71€/u

Dispositivo de expansión rápida del paladar que ensancha el sector anterior del maxilar y se autodesactiva al alcanzar la máxima apertura.

Vuelta de giro: 0,9 mm.



Número de activaciones hasta la expansión máxima: 40

Ref.	Confección	Expansión
LA0625-09	1 pieza	9 mm

Ganchos de bola de acero inoxidable

Gracias a una innovadora tecnología de plasma, la cabeza del gancho resulta perfectamente esférica.

Confección: 100 ganchos.

47,17€/u

52,41€/u



Ref.	mm	pulgadas
LC1610-17	0,7 mm	inch .028
LC1610-18	0,8 mm	inch .032
LC1610-19	0,9 mm	inch .036

Cepillo KX

Diseñado específicamente para retocar todo tipo de material termoplástico, acrílico, composite y material de rebase blando.

- En laboratorio: pulido excepcional y alto brillo.
 - En clínica: superficie lisa y suave. Ideal para retocar el interior de la férula.

25 discos + 1 mandril

Ref. KX25-F	Fina
Ref. KX25-G	Gruesa

16,80€/u

21,00€/u



Dientes Major Plus

Dientes Acrílicos Multicapa 4. Alta dureza y resistencia. Ofrecen una solución versátil y adaptable para cualquier técnica de montaje.

Compra 110 unidades a

7,90€/u

8,70€/u

