

Plancha fotopolimerizable



La Cubeta Fotopolimerizable HUGE es un material preformado diseñado para facilitar y agilizar el trabajo en el laboratorio dental. Su tecnología fotopolimerizable permite obtener una polimerización rápida, en tan solo 3 minutos en una unidad de fotopolimerización.

Destaca por su fácil manejo, alta precisión, baja deformación y elevada plasticidad, además de incorporar un agradable sabor a menta.

HUGE Light Curing Tray 1,6 mm

Plancha fotopolimerizable para la fabricación de placas base provisionales y plantillas de montaje de dientes en prótesis removable. Sustituye la cera tradicional aportando mayor estabilidad y precisión.

HUGE Light Curing Tray 2,3 mm

Plancha fotopolimerizable de mayor rigidez indicada para la fabricación de cubetas individuales y bases de trabajo en prótesis. Ofrece estabilidad y resistencia durante el proceso de elaboración.

Tiempo de polimerización	Espesor	Resistencia a la flexión	Polimerización	Tiempo de trabajo
3 - 5 min	1.6 mm	110 MPa	UV light (350 - 400nm)	12 min
3 - 5 min	2.3 mm	110 MPa	UV light (350 - 400nm)	12 min

Principales ventajas

- Preformada, polimerización rápida en 3 minutos: Manejo fácil y eficiente
- Alta resistencia a la flexión (≥ 110 MPa), baja tasa de deformación: Sin preocupaciones durante el uso y el transporte
- Adaptada a diferentes formas orales: Precisión para un ajuste perfecto
- Alta plasticidad: Aplicable en diferentes situaciones y capaz de mantener la forma con mango largo
- Sabor a menta: Olor agradable

