

Válidas del 15/09 hasta el 15/12

Firing Paste

HUGE

¡NOVEDAD!

Pasta refractaria fácil de aplicar y retirar, ofrece un alto rendimiento a un precio competitivo.

La pasta refractaria de HUGE, lista para usar, permite fabricar de forma rápida y sencilla cubetas de cocción individuales para restauraciones de cerámica y zirconia.

Ref. H1260



21,55€/u
23,95€/u

Light Curing Tray

¡NUEVA MEDIDA 1.6 mm!

Ref. H1206R	1.6 mm	50 uds.
Ref. H1205R	2.3 mm	50 uds.

38,70€/u
43,00€/u

- HUGE Light Curing Tray 1,6 mm**
Plancha fotopolimerizable para la fabricación de placas base provisionales y plantillas de montaje de dientes en prótesis removible. Sustituye la cera tradicional aportando mayor estabilidad y precisión.
- HUGE Light Curing Tray 2,3 mm**
Plancha fotopolimerizable de mayor rigidez indicada para la fabricación de cubetas individuales y bases de trabajo en prótesis. Ofrece estabilidad y resistencia durante el proceso de elaboración.

Tiempo de polimerización	Espesor	Resistencia a la flexión	Polimerización	Tiempo de trabajo
3-5 min	1.6 mm	110 MPa	UV light (350-400nm)	12 min
3-5 min	2.3 mm	110 MPa	UV light (350-400nm)	12 min



Bloques disilicato de litio

Evoluth

Fundidos y refinados en horno de platino para asegurar la homogeneidad del vidrio y una textura natural. Una inspección óptica automatizada elimina piezas con grietas, impurezas o burbujas.

Aplicaciones clínicas

- Coronas
- Inlays
- Estructuras sobre implantes
- Overlays
- Endocoronas
- Onlays
- Puentes de 3 unidades
- Carillas



HT	Ref. DT-HT-A1-C14	Ref. DT-HT-A2-C14	Ref. DT-HT-A3-C14
LT	Ref. DT-LT-A1-C14	Ref. DT-LT-A2-C14	Ref. DT-LT-A3-C14
MT	Ref. DT-MT-A1-C14	Ref. DT-MT-A2-C14	Ref. DT-MT-A3-C14

49,50€
66,00€

HUGE

Disco de zirconio MM-4D

Max Multicapa

Ideal para todas las aplicaciones,
desde coronas estéticas hasta arcadas completas


Con 8 capas y 15 gradaciones, MM-4D ofrece
restauraciones de zirconio con estética natural, alta
resistencia y translucidez.

CARACTERÍSTICAS

- Transición natural: 8 capas de zirconio multicapa dental; superposición de gradiente de 15 capas.
- Translucidez del 43% al 53%.
- Resistencia: 700 MPa-1200 MPa.
- Todos los ámbitos de aplicación: desde una sola corona hasta un puente de arco completo.



Zirconio ultratransparente: hasta
53% de translucidez para una alta
estética en la zona incisal.



Zirconio de alta resistencia: alcanza
una resistencia de 1200 MPa para
una estabilidad excepcional.

Ø 0,98mm

Grosor	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Precio	121,00€	135,50€	150,15€	165,00€	179,20€	194,25€	209,00€	223,65€
Oferta	80,66€	90,33€	100,10€	110,00€	119,50€	129,15€	139,50€	149,10€
Ref.	H1230-4D10	H1230-4D12	H1230-4D14	H1230-4D16	H1230-4D18	H1230-4D20	H1230-4D22	H1230-4D25

Micro-stix


Microaplicador azul con adhesivo

Ref. RSTIXB	64 aplicadores
-------------	----------------

Diseñado para sujetar de forma segura
componentes frágiles durante las
restauraciones dentales, proporcionando
estabilidad y precisión.

Es la solución ideal para trabajar con:

- Carillas • Brackets • Coronas • Inlays



36,77€/u
38,71€/u



Alambre para ganchos Leowire®

Ref. LC0450

Bobina 500gr

Ø mm										
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	

62,07€/u

68,97€/u



Ref. LC0400

Bobina Estándar

Ø mm										
0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	

19,76€/u

21,96€/u

Disyuntor araña

32,97€/u

34,71€/u

Dispositivo de expansión rápida del paladar que ensancha el sector anterior del maxilar y se autodesactiva al alcanzar la máxima apertura.

Vuelta de giro: 0,9 mm.



Número de activaciones hasta la expansión máxima: 40

Ref.	Confección	Expansión
LA0625-09	1 pieza	9 mm

Ganchos de bola de acero inoxidable

Gracias a una innovadora tecnología de plasma, la cabeza del gancho resulta perfectamente esférica.

Confección: 100 ganchos.

47,17€/u

52,41€/u



Ref.	mm	pulgadas
LC1610-17	0,7 mm	inch .028
LC1610-18	0,8 mm	inch .032
LC1610-19	0,9 mm	inch .036

Cepillo KX



Diseñado específicamente para retocar todo tipo de material termoplástico, acrílico, composite y material de rebase blando.

- En laboratorio: pulido excepcional y alto brillo.
 - En clínica: superficie lisa y suave. Ideal para retocar el interior de la férula.

25 discos + 1 mandril

Ref. KX25-F	Fina
Ref. KX25-G	Gruesa

16,80€/u

21,00€/u



Dientes Major Plus

Dientes Acrílicos Multicapa 4. Alta dureza y resistencia. Ofrecen una solución versátil y adaptable para cualquier técnica de montaje.

Compra 110 unidades a

7,90€/u

8,70€/u





**Katia
Dental**

Especialistas en la venta y distribución, asesoramiento
y formación de productos dentales desde 1987.

934 090 600 - info@katiadental.com - www.katiadental.com